



- Zmierz klatkę piersiową kiedy pacjent leży
- Dobiierając rozmiar spodni dokonaj pomiaru kiedy pacjent stoi.
- Jeśli pomiar jest pomiędzy rozmiarami, odnieś się do długości.



SPIO WHO - Orteza ręki

Nr kat.	Szerokość dłoni w najszerszym miejscu powyżej kciuka.
G 5	Szerokość dłoni: 5 cm, 11 cm długość
G 5.5	Szerokość dłoni: 5.5 cm, 12 cm długość
G 6	Szerokość dłoni: 6 cm, 13.25 cm długość
G 6.5	Szerokość dłoni: 6.5 cm, 14 cm długość
G 7	Szerokość dłoni: 7 cm, 15.5 cm długość
G 7.5	Szerokość dłoni: 7.5 cm, 16.25 cm długość
G 8	Szerokość dłoni: 8 cm, 17.5 cm długość

Jeżeli żaden ze standardowych rozmiarów nie jest odpowiedni, możesz zamówić ortezę szytą na miarę. W tym celu skontaktuj się z naszym biurem, aby uzyskać informacje jak dokonać pomiaru i zamówić wyrób indywidualny.

SPIO TLSO - Kamizelka

Nr kat.	Obwód klatki piersiowej na wysokości sutków. Długość od wyrostka barkowego łopatki do krętarza większego.
V 44	Obwód klatki piersiowej: 44 cm, 30.75 cm długość
V 47	Obwód klatki piersiowej: 47 cm, 34.5 cm długość
V 51	Obwód klatki piersiowej: 51 cm, 38.25 cm długość
V 54	Obwód klatki piersiowej: 54 cm, 44 cm długość
V 57	Obwód klatki piersiowej: 57 cm, 47.75 cm długość
V 60	Obwód klatki piersiowej: 60 cm, 51.5 cm długość
V 64	Obwód klatki piersiowej: 64 cm, 55.25 cm długość
V 67	Obwód klatki piersiowej: 67 cm, 59 cm długość

SPIO LBO - Orteza kończyn dolnych

Krócie / Długość	Obwód pasa przez pępek. Długość od pasa do kostek (P) lub do rzepki (SP)
SP 43 / P 43	Obwód pasa: 43 cm SP 27.30 cm / P 40 cm długość
SP 45 / P 45	Obwód pasa: 45 cm SP 30 cm / P 45 cm długość
SP 47 / P 47	Obwód pasa: 47 cm SP 32 cm / P 47.95 cm długość
SP 49 / P 49	Obwód pasa: 49 cm SP 33 cm / 49.80 cm długość
SP 51 / P 51	Obwód pasa: 51 cm SP 34.29 cm / P 55.70 cm długość
SP 53 / P 53	Obwód pasa: 53 cm SP 36.83 cm / P 56.84 cm długość
SP 55 / P 55	Obwód pasa: 55 cm SP 39.37 cm / P 63.19 cm długość
SP 57 / P 57	Obwód pasa: 57 cm SP 42.54 cm / P 66.6 cm długość
SP 59 / P 59	Obwód pasa: 59 cm SP 45.30 cm / P 70 cm długość
SP 61 / P 61	Obwód pasa: 61 cm SP 46 cm / P 71.70 cm długość
SP 63 / P 63	Obwód pasa: 63 cm SP 48.89 cm / P 77.80 cm długość
SP 65 / P 65	Obwód pasa: 65 cm SP 50.16 cm / P 79.30 cm długość
SP 67 / P 67	Obwód pasa: 67 cm SP 54.70 cm / P 81.70 cm długość
SP 69 / P 69	Obwód pasa: 69 cm SP 55.25 cm / P 83.20 cm długość

SPIO UBO - Orteza tułowia

Krótki/Długi #	Obwód klatki piersiowej na wysokości sutków. Długość od wyrostka barkowego łopatki do krętarza większego.
SS 44 / S 44	Obwód klatki piersiowej: 44 cm, 27.94 cm długość
SS 47 / S 47	Obwód klatki piersiowej: 47 cm, 31.11 cm długość
SS 51 / S 51	Obwód klatki piersiowej: 51 cm, 35.56 cm długość
SS 54 / S 54	Obwód klatki piersiowej: 54 cm, 39.00 cm długość
SS 57 / S 57	Obwód klatki piersiowej: 57 cm, 45.72 cm długość
SS 60 / S 60	Obwód klatki piersiowej: 60 cm, 47.00 cm długość
SS 64 / S 64	Obwód klatki piersiowej: 64 cm, 50.50 cm długość
SS 67 / S 67	Obwód klatki piersiowej: 67 cm, 56.40 cm długość

Jeżeli żaden ze standardowych rozmiarów nie jest odpowiedni, możesz zamówić ortezę szytą na miarę. W tym celu skontaktuj się z naszym biurem, aby uzyskać informacje jak dokonać pomiaru i zamówić wyrób indywidualny.

SPIO LSO - Pas brzuszny

Produkt dostępny na indywidualne zamówienie.
Skontaktuj się z biurem aby dowiedzieć się jako doonać pomiaru i zamówić wyrób indywidualny.

SPIO AO Orteza ramienia

Nr kat.	Obwód ramienia w dole pachowym.
AS 13	Obwód ramienia: 13 cm, 19,25 cm długość
AS 14	Obwód ramienia: 14 cm, 21,25 cm długość
AS 16	Obwód ramienia: 16 cm, 23 cm długość
AS 17	Obwód ramienia: 17 cm, 25,5 cm długość
AS 18	Obwód ramienia: 18 cm, 28,25 cm długość
AS 20	Obwód ramienia: 20 cm, 30,75 cm długość
AS 21	Obwód ramienia: 21 cm, 33,25 cm długość
AS 22	Obwód ramienia: 22 cm, 35,75 cm długość
AS 24	Obwód ramienia: 24 cm, 38,5 cm długość
AS 25	Obwód ramienia: 25 cm, 41 cm długość
AS 26	Obwód ramienia: 26 cm, 43,5 cm długość
AS 28	Obwód ramienia: 28 cm, 46 cm długość

Orteza kompresyjna nogi

Produkt dostępny na indywidualne zamówienie.
Skontaktuj się z biurem aby dowiedzieć się jako doonać pomiaru i zamówić wyrób indywidualny.