
Katalog 2026





To są wyroby medyczne. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Taśmy do ćwiczeń

taśmy do ćwiczeń



Taśmy do ćwiczeń MOVES to doskonałej jakości bezpudrowa, lateksowa taśma do ćwiczeń oporowych. Dzięki zastosowaniu procesu produkcyjnego Snap - Stop® jest odporna na rozdarcia. Dzięki minimalnym gabarytom taśmy pozwalają w łatwy i prosty sposób trening całego ciała poprawiając zakres ruchu, siłę i działanie wszystkich grup mięśniowych, w każdym miejscu.

ROZCIĄGANIE

Taśmy do ćwiczeń Moves mogą być rozciągane do 300%, a pętle Moves LOOP nawet do 400% swojej długości. Co sprawia, że są idealnym produktem dla procesu rehabilitacyjnego lub planu treningowego całego ciała. Większość taśm konkurencyjnych nie powinna być rozciągana więcej niż 3-krotność długości spoczynkowej, podczas gdy taśma MOVES z łatwością osiąga więcej zachowując swoją elastyczność.



Uwaga:

50% wydłużenia = 1,5 dł po rozłożeniu na płasko
 100% wydłużenia = 2 dł po rozłożeniu na płasko
 150% wydłużenia = 2,5 dł po rozłożeniu na płasko
 300% wydłużenia = 4 dł po rozłożeniu na płasko
 400% wydłużenia = 5 dł po rozłożeniu na płasko

Snap - Stop®

To innowacyjna metoda produkcji taśm, która zapobiega nagłemu ich pękaniu. Dzięki temu ćwiczenie z naszymi taśmami jest znacznie bezpieczniejsze, a produkt jest trwalszy od innych dostępnych na rynku.




DOSTĘPNE KOLORY I DŁUGOŚCI

Kolor	Opór	1,5m	2,5m	5,5m	22,5m	45,5m
	Beżowy / Extra Słaba			01-100501		01-104501
	Żółty / Słaba	01-100102	01-100202	01-100502	01-102202	01-104502
	Czerwony / Średnia	01-100103	01-100203	01-100503	01-102203	01-104503
	Zielony / Średnio Mocna	01-100104	01-100204	01-100504	01-102204	01-104504
	Niebieski / Mocna	01-100105	01-100205	01-100505	01-102205	01-104505
	Czarny / Bardzo Mocna	01-100106	01-100206	01-100506	01-102206	01-104506
	Srebrny / Super Mocna		01-100207	01-100507	01-102207	
	Złoty / Extra Mocna			01-100508	01-102208	

tubingi do ćwiczeń

MD C E

Tubingi do ćwiczeń MOVES to elastyczne rurki, które powstają w procesie wielokrotnego zanurzania. Wielowarstwowość produktu sprawia, że jest on mocniejszy oraz znacznie mniej podatny na uszkodzenia i pęknięcia niż wytłaczane elastyczne rurki sprawiając, że trening jest efektywny i bezpieczny. Tubingi w łatwy i prosty sposób pozwalają na trening całego ciała poprawiając zakres ruchu, siłę i współpracę wszystkich grup mięśniowych aktywując również pracę mięśni głębokich.



Używaj tubingów z uchwytami zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort treningu.

DOSTĘPNE KOLORY I DŁUGOŚCI

Kolor	Opór	120 cm + uchwyty	7,5m rolka *	30m rolka
	Żółty / Słaba	01-200102	01-200702	01-203002
	Czerwony / Średnia	01-200103	01-200703	01-203003
	Zielony / Średnio Mocna	01-2002104	01-200704	01-203004
	Niebieski / Mocna	01-200105	01-200705	01-203005
	Czarny / Bardzo Mocna	01-200106	01-200706	01-203006
	Srebrny / Super Mocna	01-200107	01-200707	01-203007

* produkt dostępny na zamówienie

pętle do ćwiczeń



Pętla do ćwiczeń to bardzo mały , ale skuteczny przyrząd do treningu wszystkich grup mięśniowych. Zapewnia równomierne rozłożenie oporu podczas ćwiczeń. Ich wielowarstwowa struktura zwiększa bezpieczeństwo podczas treningu oraz zmniejsza ryzyko jej pęknięcia oraz daje większy komfort podczas treningów.

wide loop

SPECYFIKACJA

- Długość: 30 cm
- Szerokość: 7,5 cm

Kolor	Opór	Nr kat.
	Beżowy / Extra Słaba	01-100071
	Żółty / Słaba	01-100072
	Czerwony / Średnia	01-100073
	Zielony / Średnio Mocna	01-100074
	Niebieski / Mocna	01-100075
	Czarny / Bardzo Mocna	01-100076



loop

SPECYFIKACJA

- Długość: 30 cm
- Szerokość: 2,5 cm



Kolor	Opór	Nr kat.
	Beżowy / Extra Słaba	01-100001
	Żółty / Słaba	01-100002
	Czerwony / Średnia	01-100003
	Zielony / Średnio Mocna	01-100004
	Niebieski / Mocna	01-100005
	Czarny / Bardzo Mocna	01-100006
   	Zestaw 4 kolorów	01-100011

FIT superloop

MD C E

Dzięki długiej pętli Moves FIT Superloop z łatwością wzmocnisz i rozciągniesz wszystkie grupy mięśniowe. Pętla znajduje zastosowanie podczas rehabilitacji, zajęć fitness oraz treningu siłowego. Tak samo jak pozostałe produkty do ćwiczeń oporowych Moves pętla wykonana jest techniką wielowarstwowego zanurzenia co czyni ją bardzo trwałym i odpornym na uszkodzenia przyrządem do ćwiczeń. Ze względu na swoją długość pozwala na wykonywanie ćwiczeń wzmacniających kilka grup mięśniowych jednocześnie.

SPECYFIKACJA

- Długość: 104 cm
- Obwód: 208 cm

Kolor	Opór	Nr kat.
	Brzoskwinowy / Extra Słaba	01-110402
	Pomarańczowy / Słaba	01-110403
	Limonkowy / Średnia	01-11404
	Jagodowy / Średnio Mocna	01-11405
	Śliwkowy / Mocna	01-11406



anklecieser

Moves Anklecieser to idealny produkt do ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz ścięgna otaczające staw skokowy. Jego niewielki rozmiar sprawia, że możesz ćwiczyć gdziekolwiek jesteś. Produkt wykonany jest z elastycznej taśmy tworzącej dwie pętelki, w które z łatwością można wsunąć stopy. Ten progresywny system ćwiczeń umożliwia wybór pożądanego poziomu oporu do wykonywanych ćwiczeń.



Kolor	Opór	Nr kat.
	Żółty / Słaba	01-500102
	Czerwony / Średnia	01-500103
	Zielony / Średnio Mocna	01-500104
	Niebieski / Mocna	01-500105
   	Zestaw 4 kolorów	01-500111

Moves BAR jest idealnym produktem do rehabilitacji łokcia golfisty i łokcia tenisisty. Jest to elastyczny wałek stworzony do terapii w problemach z dłońmi, ramionami i barkami. Produkt ten umożliwia ćwiczenia zginania i napinania oraz ćwiczenia przywodzenia i odwodzenia, a nawet mobilizację tkanek miękkich.


SPECYFIKACJA

- Długość: 31 cm
- Średnica: 4,5 cm

Kolor	Opór	Nr kat.
	Beżowy / Extra Słaba	01-600101
	Żółty / Słaba	01-600102
	Czerwony / Średnia	01-600103
	Zielony / Średnio Mocna	01-600104
	Niebieski / Mocna	01-600105
	Czarny / Bardzo Mocna	01-600106



Uchwyt do taśm i tubingów - SAFTY HANDLES



Uchwyt do taśm i tubingów - SOFT HANDLES



Uchwyt do taśm i tubingów mocowany do drzwi



Uchwyt do taśm i tubingów - PĘTLA PARCIANA

Produkt	Nr kat.	Opakowanie
Uchwyt - SAFTY HANDLES	01-300101	para
Uchwyt - SOFT HANDLES	01-300102	para
Uchwyt mocowany do drzwi	01-300103	sztuka
Uchwyt - Pętla Parciana	01-300104	sztuka

pętle tubingowe



Pętla tubingowa zapinana na rzep to wszechstronny produkt do ćwiczeń, który wzmacnia wszystkie mięśnie dolnej części ciała. Zapięcie na rzep, można dopasować do wszystkich rozmiarów.



Pętla tubingowa z rzepami

Ósemka tubingowa oferuje wiele możliwości krótkich i długich treningów. Służy do intensywnego treningu izolowanych mięśni. Skuteczny dla wszystkich mięśni górnej i dolnej części ciała.



Ósemka tubingowa

Z **pętlą tubingową** otrzymujesz intensywny trening każdej grupy mięśni. Idealny do ćwiczeń brzucha, pośladków, bioder i nóg.



Pętla tubingowa

Kolor	Opór	Pętla tubingowa z rzepami	Ósemka tubingowa	30m rolka
	Żółty / Słaba	01-200402	01-200302	01-200202
	Czerwony / Średnia	01-200403	01-200303	01-200203
	Zielony / Średnio Mocna	01-200404	01-200304	01-200204
	Niebieski / Mocna	01-200405	01-200305	01-200205
	Czarny / Bardzo Mocna	01-200406	01-200306	01-200206



linki do ćwiczeń samowspomaganych MD CE

Linki do ćwiczeń samowspomaganych to ekonomiczne i łatwe w użyciu urządzenie, które pomaga zwiększyć zakres ruchu w stawie barkowym. Może być stosowane zarówno w profilaktyce, jak i rehabilitacji urazów barku.

1. Parciane mocowanie do drzwi i plastikowe uchwyty

Produkt zawiera bloczek, mocowanie do drzwi, nylonową linkę, system blokujący oraz uchwyty z wycięciami. Unikalne uchwyty z nacięciami umożliwiają łatwą regulację długości linki, a nowatorski system blokujący stanowi doskonałe wsparcie w wykonywaniu ćwiczeń w sposób kontrolowany i stopniowy.


Nazwa	Nr kat.
Parciane mocowanie Plastikowe uchwyty	01-400101



2. Parciane mocowanie do drzwi i drewniane uchwyty

Ta wersja wyciągu linki samowspomaganej zawiera bloczek, mocowanie do drzwi, nylonową linkę, system blokujący oraz drewniane uchwyty.



Nazwa	Nr kat.
Parciane mocowanie Drewniane uchwyty	01-400101



3. Metalowe mocowanie do drzwi i drewniane uchwyty

Produkt zawiera bloczek, mocowanie do drzwi, nylonową linkę, system blokujący oraz metalowy uchwyt. Umożliwia to łatwy montaż linki w futrynie drzwi.


Nazwa	Nr kat.
Metalowe mocowanie Drewniane uchwyty	01-400101



4. Parciane mocowane do drzwi i podwójny uchwyt na rękę

Produkt zawiera bloczek, mocowanie do drzwi, nylonową linkę, system blokujący oraz odpinane podparcie ręki. To podparcie umożliwia korzystanie z wyciągu osobom, które nie mają siły chwytu.

Nazwa	Nr kat.
Parciane mocowanie Podwójny uchwyt na rękę	01-400101



linka do kończyn górnych z oporem



Moves Shoulder Tube Pulley pomaga zwiększyć zakres ruchu w barkach oraz wzmocnić siłę mięśni wykorzystując opór podczas ćwiczeń. Może być stosowana w profilaktyce oraz rehabilitacji urazów obręczy barkowej.

SPECYFIKACJA

- Dostępne w 3 różnych poziomach oporu.
- Zestaw zawiera: 1 gumę o wybranym kolorze/oporze, miękkie uchwyty, bloczek oraz zaczep do drzwi.

Kolor	Opór	Nr kat.
	Żółty / Słaba	01-400202
	Czerwony / Średnia	01-400203
	Zielony / Mocna	01-400204



linka do kończyn dolnych z oporem



Moves Knee Rope Pulley pomaga zwiększyć zakres ruchu w stawie kolanowym oraz zwiększyć siłę mięśni poprzez wykorzystanie oporu. To łatwe w użyciu urządzenie można zamontować w futrynie drzwi, aby wspomóc rehabilitację lub zapobiegać urazom kolana.

Podczas siedzenia na krześle, włóż stopę do paska na kostkę. Linka przymocowana do paska przechodzi przez bloczek i kończy się drewnianym uchwytem przeznaczonym do trzymania obiema rękami. Delikatnie przyciągaj uchwyt w kierunku brzucha, aby unieść stopę — ruch ten wywołuje rotację w stawie kolanowym, wspomagając jego mobilność.



Nazwa	Nr kat.
Linka do ćwiczeń samowspomaganych kończyn dolnych	01-400301



Terapia ręki

Flex - Ion



Moves Flex - ION to idealny produkt do rehabilitacji ręki po zabiegach chirurgicznych. Każdy przycisk posiada osobną sprężynę oporującą, co zapewnia efektywny trening pojedynczych palców. Izolowanie oporu pozwala na skuteczną i szybką rehabilitację uszkodzonych tkanek.

Kolor	Opór - 1 przycisk / wszystkie	Nr kat.
	Beż 0,35 kg / 1,1 kg	02-000101
	Żółty 0,7 kg / 2,3 kg	02-000102
	Czerwony 1,4 kg / 4,5 kg	02-000103
	Zielony 2,3 kg / 7,3 kg	02-000104
	Niebieski 3,2 kg / 10,4 kg	02-000105
	Czarny 4,1 kg / 14,1 kg	02-000106
	Zestaw 6 kolorów + stojak	02-000111




Digi - Flex®



Digi - Flex® rozwija pojedynczą siłę palców, poprawia elastyczność i koordynację. Wykorzystywany zarówno podczas rehabilitacji pooperacyjnej, jak i do wzmacniania siły mięśni dłoni. Polecany także dla sportowców i muzyków.

Kolor	Opór - 1 przycisk / wszystkie	Nr kat.
	Żółty 0,7 kg / 2,3 kg	02-010102
	Czerwony 1,4 kg / 4,5 kg	02-010103
	Zielony 2,3 kg / 7,3 kg	02-010104
	Niebieski 3,2 kg / 10,4 kg	02-010105
	Czarny 4,1 kg / 14,1 kg	02-010106
	Zestaw 5 kolorów + stojak	02-010111



Digi-Extend®



Digi - Extend® umożliwia rozdzielenie pracy mięśni wszystkich palców i każdego stawu indywidualnie. Wzmacnia wewnętrzne oraz zewnętrzne grupy mięśni, aby maksymalizować działanie prostowników, ruchomość stawów, koordynację, funkcje dłoni i przedramienia. Skupia się na mechanizmie prostowników pojedynczego lub wszystkich palców w zależności od obszaru dłoni i potrzeb rehabilitacji. Pacjent łatwo może zmienić stopień oporu i pozycję ręki przy poszczególnych ćwiczeniach tak, aby osiągnąć maksymalne efekty rehabilitacji oraz zapobiegać kontuzjom. Digi - Extend® może być zarówno używany do ćwiczeń przywodzicieli i odwodzicieli palców.

Oznaczenie kolorami czterostopniowej skali oporu taśm pozwala na dostosowanie trudności ćwiczeń do aktualnej sprawności pacjenta.



Opis	Nr kat.
Digi Extend + zestaw gumek 14 szt.	5 4 3 2 02-010201
Zestaw gumek 5 x 5 25 szt.	5 5 5 5 5 02-010202

Handmaster Plus™

9 mięśni zamyka dłoń, 9 mięśni otwiera dłoń i 9 mięśni kontroluje pozycję dłoni. Handmaster Plus™ wspomaga trening i równowagę wszystkie te 27 mięśni. Jest to doskonałe urządzenie do ćwiczeń palców, kciuka, dłoni i nadgarstka.



MIĘKKA - lekkie ćwiczenia.
Błękitna piłka - żółte gumka



ŚREDNIA - średnie ćwiczenia
Czerwona piłka - czarna gumka



MOCNA - trening siłowy
Pomarańczowa piłka - szara gumka

Kolor	Opis	Nr kat.
	Niebieska piłka Żółta gumka	02-050102
	Czerwona piłka Czarna gumka	02-050103
	Pomarańczowa piłka Szara gumka	02-050104
	Zestaw 3 kolorów	02-050111



Prohands® VIA™ i PRO™

VIA™ to podstawowy przyrząd do ćwiczeń dłoni, zaprojektowany z myślą o młodych sportowcach. Posiada większy rozstaw przycisków, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Dostępny w dwóch stopniach oporu.

Kolor	Opór - 1 przycisk	Nr kat.
	Żółty 1,5 kg	02-060102
	Niebieski 2,5 kg	02-060103



PRO™ to zaawansowany przyrząd do ćwiczeń dłoni spełniający wymagania profesjonalnych sportowców. Posiada ergonomiczny uchwyt zapewniający stabilizację podczas treningu oraz mocne stalowe sprężyny.

Kolor	Opór - 1 przycisk	Nr kat.
	Czerwony 3,5 kg	02-060303
	Czarny 4,5 kg	02-060304
	Szary 5,5 kg	02-060305



Power Web® Flex-Grip

Mały i poręczny przyrząd do rehabilitacji oraz wzmocnienia siły całej dłoni i przedramienia. Jest miękki i posiada otwory na każdy palec osobno, dzięki czemu trening zginaczy i prostowników jest bardziej efektywny.

Posiada dwie strony dające możliwość wykonywania różnych ćwiczeń:

- z jednej strony jest kulka do ściskania,
- z drugiej strony posiada wypustki do ćwiczeń każdego palca osobno, zwiększając ich siłę i zakres ruchu.

NIE zawiera LATEKSU.



Kolor	Opór	Nr kat.
	Żółty / Słaba	02-021102
	Czerwony / Średnia	02-021103
	Zielony / Średnio Mocna	02-021104

Power Web®



Siatki do ćwiczeń Power-Web zostały zaprojektowane do rehabilitacji oraz ćwiczeń wzmacniających, zwiększających siłę oraz zakresy ruchu palców, kciuków, przedramion, a nawet stawów skokowych. Wyprodukowane z wysokiej jakości naturalnego lateksu z dodatkiem specjalnych składników zwiększających ich trwałość i wytrzymałość. Elastyczna siatka jest trwale zespolona ze sztywną obręczą.

Siatka Power-Web jest doskonałym narzędziem pracy dla zawodowych terapeutów i trenerów. Istnieje nieograniczona gama ćwiczeń możliwych do wykonania za pomocą siatki rehabilitacyjnej Power Web. Do siatki dołączona jest książeczka z przykładowymi ćwiczeniami.

Power Web® Combo




Siatka oferuje wyjątkowe połączenie dwóch poziomów oporu w jednym przyrządzie, co daje możliwość zwiększania poziomu trudności ćwiczeń.

SPECYFIKACJA

- Średnica - 36cm
- Waga - 450 g

Kolor	Kolor stopień oporu	Nr kat.
	Beż - Czerwień Bardzo słaby - Średni	02-020101
	Żółty - Zielony Słaby - Średnio mocny	02-020102
	Czerwień - Niebieski Średni - Mocny	02-020103
	Zielony - Czarny Średnio mocny - Bardzo mocny	02-020104




Power Web® Senior



Kolor	Kolor Opór	Nr kat.
	Beż Bardzo słaby	02-020201
	Żółty Słaby	02-020202
	Czerwony Średni	02-020203
	Zielony Średnio mocny	02-020204
	Niebieski Mocny	02-020205
	Czarny Bardzo mocny	02-020206

SPECYFIKACJA

- Średnica - 36cm
- Waga - 450 g



Power Web® Junior



Kolor	Kolor Opór	Nr kat.
	Żółty Słaby	02-020302
	Czerwony Średni	02-020303
	Zielony Średnio mocny	02-020304

SPECYFIKACJA

- Średnica - 18cm
- Waga - 225 g





ściskacz do rąk z regulacją

To poręczny i dobrze dopasowany do dłoni przyrząd do ćwiczeń kończyny górnej. Występuje w dwóch wersjach z regulowanym stopniem oporu.

Kolor	Opór Regulacja	Nr kat.
	Lekki 5 - 20 kg	02-070102
	Mocny 10 - 40 kg	02-070104



miękki ściskacz do dłoni

Ściskacz do ćwiczeń rąk z miękkimi uchwytami zapewniającymi wysoki komfort podczas treningu oraz zapobiegającymi powstawaniu odcisków i otarć.

Opór	Nr kat.	j.m.
20 kg	02-080101	para



aparat do ćwiczeń nadgarstka

Wrist Exerciser to aparat do ćwiczeń nadgarstka i przedramienia. Posiada regulację oporu, co pozwala użytkownikowi stopniowo zwiększać siłę mięśni.

Ergonomiczne wsparcie przedramienia utrzymuje nadgarstek we właściwej pozycji do wykonywania ćwiczeń. Miękki uchwyt posiada cztero stopniową regulację, co zapewnia maksymalny komfort podczas rehabilitacji nadgarstka i przedramienia.

Opis	Nr kat.
Wrist Exerciser	02-070201



piłki i jajka do ściskania MD CE

Piłeczki do ściskania Moves to przyrządy do ćwiczeń dłoni umożliwiające progresywną zmianę stopnia oporu wraz ze wzrostem siły. Wykorzystywane do wzmacniania dłoni, palców i przedramion. Ich mała wielkość umożliwia wykonywanie ćwiczeń gdziekolwiek się jest.

Jajko do ściskania Moves, również jest dostępne w 5 poziomach oporu. Jego ergonomiczny kształt zapewnia bardzo skuteczne ćwiczenia podczas rehabilitacji, wzmocnienia osłabionych lub kontuzjowanych palców, dłoni i nadgarstków.

Zarówno Piłeczki jak i Jajka to kompaktowe i łatwe w użyciu produkty, które możesz zabrać wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Mogą pomóc w:

- rehabilitacja pooperacyjna i pourazowa dłoni i przedramion
- przywracanie funkcji dłoni, ramion i barków po udarze
- zmniejszanie bólu i sztywności palców, dłoni i nadgarstków w artretyzmie
- rozluźnienie napiętych i obolałych mięśni
- redukcja stresu
- wzmacnianie osłabiających się z wiekiem dłoni i ramion

Kolor	Kolor Opór	Nr kat. - PIŁKA	Nr kat. - JAJKO
	Żółty Słaby	02-030102	02-030202
	Czerwony Średni	02-030103	02-030203
	Zielony Średnio mocny	02-030104	02-030204
	Niebieski Mocny	02-030105	02-030205
	Czarny Bardzo mocny	02-030106	02-030206



masa Comfort putty



Masa plastyczna Moves Comfort Putty przeznaczona jest do ćwiczeń dłoni i palców. Doskonale sprawdza się podczas procesu rehabilitacji oraz jako produkt relaksacyjny.

Jest bezzapachowa, beztłuszczowa, nie klei się i nie pozostawia śladów na dłoniach ani innych powierzchniach. Ponadto nie jest toksyczna, jest hipoalergiczna, a dzięki zastosowaniu środka antybakteryjnego zapobiega rozwojowi bakterii.

SPECYFIKACJA

- 6 stopni oporu, oznaczonych kolorami
- Bez lateksu, bez glutenu
- Zawiera środek antybakteryjny
- Dostępna w opakowaniach: 85 g i 454 g



Kolor	Kolor Opór	Nr kat. 85 gram	Nr kat. 454 gram
	Biały Extra miękki	02-090101	02-090401
	Beżowy Bardzo miękki	02-090102	02-090402
	Żółty Słaby	02-090103	02-090403
	Czerwony Średni	02-090104	02-090404
	Zielony Mocny	02-090105	02-090405
	Niebieski Extra Mocny	02-090106	02-0090406

Po co środek antybakteryjny?

Zastosowany w masach Moves środek antybakteryjny zapobiega rozwojowi drobnoustrojów powodujących nieprzyjemny zapach. Moves Comfort Putty zawiera naturalny środek antybakteryjny bez dodatków chemicznych. Dzięki czemu masa jest higieniczna w użyciu i nie jest tłusta. Tańsze masy dostępne na rynku, nieposiadające właściwości antybakteryjnych są idealnym siedliskiem bakterii i grzybów. Dlaczego?

Ponieważ na rękach pacjenta zawsze będzie obecna niewielka liczba bakterii i innych mikroorganizmów, a masa powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. Zastosowanie środka antybakteryjnego w masie zapobiega rozwojowi bakterii. Oprócz ochrony masy przed bakteriami i grzybami, środki antybakteryjne wydłużają również żywotność produktu i poprawiają jego czystość.

Zalety masy z środkiem antybakteryjnym:

- jest beztłuszczowa, nie zostawia plam
- higieniczna,
- trwała,
- bezzapachowa,
- umożliwia stosowanie przez wielu użytkowników.

masa Theraflex™ MD CE

Podobnie jak masa Moves Comfort, Theraflex jest wielofunkcyjna i może być stosowana zarówno w celach rehabilitacyjnych, jak i w celu odciążenia dłoni. Jest bezwonna, nie płami i nie pozostawia śladów na dłoniach pacjenta. Theraflex jest również nietoksyczna, beztłuszczowa, hipoalergiczna i zawiera środki antybakteryjne, co czyni ją produktem higienicznym i bezpiecznym w użyciu.



Kolor	Kolor Opór	Nr kat. 57 g*	Nr kat. 85 g	Nr kat. 113 g	Nr kat. 170 g	Nr kat. 454 g*	Nr kat. 2,3 kg*
	Biały Extra miękki	X	02-040100	X	X	02-040400	X
	Beżowy Bardzo miękki	02-040001	02-040101	02-040201	02-040301	02-040401	02-040501
	Żółty Słaby	02-040002	02-040102	02-040202	02-040302	02-040402	02-040502
	Czerwony Średni	02-040003	02-040103	02-040203	02-040303	02-040403	02-040503
	Zielony Mocny	02-040004	02-040104	02-040204	02-040304	02-040404	02-040504
	Niebieski Extra Mocny	02-040005	02-040105	02-040205	02-040305	02-040405	02-040505

* masy w opakowaniach 57 g, 454 g i 2,3 dostępne są na zamówienie.

SPECYFIKACJA

- 6 stopni oporu, oznaczonych kolorami
- Bez lateksu, bez glutenu
- Zawiera **środek antybakteryjny**
- Dostępna w 6 różnych opakowaniach:
57 g - 85 g - 113 g - 170 g - 454 g - 2,3 kg



piasek terapeutyczny



Piasek terapeutyczny to innowacyjny materiał zapewniający kojące, dotykowo-kinestetyczne doznania, cieszący się popularnością zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Piasek ten wspomaga rozwój małej motoryki i wrażliwości dotykowej, stymuluje krążenie, pomaga redukować codzienny stres oraz wspiera odzyskiwanie mobilności i ogólną siłę nadgarstków oraz stawów skokowych.

Produkt ten jest stosowany głównie w terapii w celu poprawy czucia, zwiększenia zakresu ruchu w palcach, dłoniach, stopach, palcach u stóp i kostkach. Pomaga w budowaniu siły oraz koordynacji ręka – stopa. Dodatkowo doskonale sprawdza się jako pomoc edukacyjna, szczególnie w terapii zajęciowej i fizjoterapii, wspierając kreatywność i rozwój.

Z piaskiem terapeutycznym możesz trenować, bawić się i odprężyć jednocześnie.

SPECYFIKACJA

- Materiał: piasek (latex free)
- Dostępne opakowania: 454g i 2kg

Nazwa	Nr kat.
Piasek terapeutyczny 454 g	02-240401
Piasek terapeutyczny 2 kg	02-240501



Rotory do ćwiczeń



Oxycycle 1



Rotor magnetyczny do ćwiczeń AKTYWNYCH | do użytku DOMOWEGO

Rotor Moves Oxycycle 1 umożliwia aktywny trening kończyn dolnych i górnych. **Regulacja oporu** umożliwia stopniowe zwiększanie siły górnych i dolnych partii ciała we własnym tempie.

SPECYFIKACJA

- wielkość: 50 x 46 x 38 cm
- waga: 9 kg
- wyświetlacz LCD pokazuje: czas, dystans, kalorie i RPM
- w zestawie: mata antypoślizgowa, wymienne uchwyty i pedały (strzemiona)
- Maksymalny czas pracy 1 godzina dziennie**
- Maksymalny czas trwania treningu - 30 minut**

Nr kat.	Produkt
03-010101	Rotor Oxycycle 1



Oxycycle 2



Rotor do ćwiczeń BIERNYCH | do użytku DOMOWEGO

Rotor Moves Oxycycle 2 to doskonały przyrząd do spersonalizowanych ćwiczeń biernych w warunkach domowych. **Regulacja prędkości** umożliwia stopniowe zwiększanie siły kończyn górnych i dolnych, a regularny trening poprawia krążenie krwi. Urządzenie posiada silnik o mocy 60 watów, podczas gdy tańsze modele posiadają jedynie silnik o mocy 30 watów. Dzięki temu Oxycycle 2 ma wystarczającą moc, aby utrzymać stałą prędkość obrotową. Możliwość awaryjnego zatrzymania urządzenia pozwala uniknąć ewentualnych obrażeń, np. przy skurczach mięśni.

SPECYFIKACJA

- wielkość: 50 x 46 x 38 cm
- waga: 8,5 kg
- wyświetlacz LCD pokazuje: czas, licznik, dystans, kalorie i RPM
- RPM: 25 - 65** (obroty na minutę)
- w zestawie: mata antypoślizgowa, wymienne uchwyty i pedały z paskiem
- wymaga podłączenia do prądu
- Maksymalny czas pracy 1 godzina dziennie**
- Maksymalny czas trwania treningu - 30 minut**

Nr kat.	Produkt
03-010102	Rotor Oxycycle 2



Moves Oxycycle 3+

Rotor do ćwiczeń BIERNYCH i AKTYWNYCH | do użytku DOMOWEGO

Moves Oxycycle 3+ to idealne rozwiązanie do ćwiczeń w domu. Umożliwia zarówno trening aktywny jak i pasywny, pozwalając na tworzenie spersonalizowanych treningów z regulowanymi poziomami prędkości i oporu. Umożliwia stopniowe zwiększanie siły górnych i dolnych partii ciała we własnym tempie. Oxycycle 3+ został wyposażony w nowy, ulepszony kontroler, dzięki któremu można łatwo przełączać się między trybami i wyświetlać preferowane funkcje. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego dzięki czemu możesz ulepszyć proces domowej rehabilitacji lub treningów wzmacniających.

SPECYFIKACJA

- wielkość: 50 x 46 x 38 cm
- waga: 8,5kg
- wyświetlacz LCD pokazuje: czas, RPM, licznik, kalorie i obciążenie
- w zestawie: mata antypoślizgowa, uchwyty i pedały sandałowe
- wymaga podłączenia do prądu
- Maksymalny czas pracy 1 godzina dziennie**
- Maksymalny czas trwania treningu - 30 minut**



Nr kat.	Produkt
03-010104	Rotor Oxycycle 3

pedały i uchwyty

Wszystkie pedały i uchwyty Oxycycle są wymienne i pasują do rotorów Oxycycle 1, 2 i 3.



Pedał - strzemię



Pedał z paskiem



Pedał - sandał



Uchwyty do rąk

Nr kat.	Produkt
03-020101	Pedały - strzemiona - para
03-020102	Pedały z paskiem - para
03-020103	Pedały typu sandał - para
03-020104	Uchwyty do rąk - para

rotor mechaniczny - składany

MD CE

Rotor mechaniczny to optymalny przyrząd służący do wzmocnienia siły mięśni, poprawy krążenia krwi i lepszej koordynacji ruchowej nóg i ramion. Można go używać na stole jako przyrządu do ćwiczeń ramion lub na podłodze do ćwiczeń nóg. Wygodne pokrętło regulacji oporu umożliwia szeroki zakres regulacji pozwalając zaplanować progresywny zestaw ćwiczeń. Rotor jest składany, co ułatwia transport i przechowywanie. Produkt łatwy w montażu.

SPECYFIKACJA

- wielkość: 49 x 36 x 27 cm
- waga: 2,3 kg
- wyświetlacz LCD pokazuje: czas, dystans, ilość obrotów, kalorie i RPM
- w zestawie: pedały - strzemiona z możliwości montażu w dwóch pozycjach

Nr kat.	Produkt
03-010203	Moves - rotor mechaniczny - składany



rotor mechaniczny - chrom

MD CE

Rotor mechaniczny Moves służy do ćwiczeń aktywnych zwiększających siłę mięśni, pobudzających krążenie krwi oraz poprawiających koordynację kończyn dolnych i górnych. Nie posiada wyświetlacza.

SPECYFIKACJA

- wielkość: 52 x 42 x 26 cm
- waga: 2 kg
- w zestawie: pedały - strzemiona z możliwości montażu w dwóch pozycjach

Nr kat.	Produkt
03-010201	Moves - rotor mechaniczny - chrom



rotor mechaniczny - standard

MD CE

Rotor mechaniczny Moves służy do ćwiczeń aktywnych zwiększających siłę mięśni, pobudzających krążenie krwi oraz poprawiających koordynację kończyn dolnych i górnych. Nie posiada wyświetlacza.

SPECYFIKACJA

- wielkość: 51 x 41 x 28 cm
- waga: 2 kg
- w zestawie: pedały - strzemiona z możliwości montażu w dwóch pozycjach

Nr kat.	Produkt
03-010202	Moves - rotor mechaniczny - standard



CuraMotion to seria rotorów do ćwiczeń kończyn górnych. Regularne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy rotorów poprawia krążenie krwi, wzmacnia siłę mięśni oraz zwiększa ruchomość stawów. Urządzenie posiada łatwą regulację oporu. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pokazuje ilość obrotów, ilość obrotów na minutę (RPM), czas i ilość spalonych kalorii.

CuraMotion 1

SPECYFIKACJA

- wielkość: 96 x 45 x 45 cm
- waga: 11,5 kg
- uchwyt ścienny w zestawie



CuraMotion 2

SPECYFIKACJA

- wielkość: 146 x 45 x 54 cm
- waga: 13,5 kg
- uchwyt ścienny w zestawie
- regulowana wysokość



CuraMotion 3

SPECYFIKACJA

- wielkość: 37 x 38 x 70 cm
- waga: 9 kg
- do ustawienia na stole



CuraMotion 4

SPECYFIKACJA

- wielkość: 96 x 45 x 45 cm
- waga: 13 kg
- uchwyt ścienny w zestawie



Nr kat.	Produkt
03-030101	Rotor CuraMotion 1
03-030102	Rotor CuraMotion 2
03-030103	Rotor CuraMotion 3
03-030104	Rotor CuraMotion 4



Wellness

pistolet do masażu



Pistolet wibracyjny to urządzenie przeznaczone do masażu i autoterapii. Stosujemy go do aktywacji mięśni, rozluźnienia mięśniowo - powięziowego, masażu głębokiego, łagodzenia sztywności i bólu mięśni, redukcji tkanki bliznowatej oraz zmniejszenia napięć. W zależności od masowanej partii ciała używamy odpowiedniej głowicy. Tego typu urządzenie dobrze rozluźnia mięśnie poprzez receptorowe działanie wibracyjne i poprawia ich ukrwienie, wpływa korzystnie na poprawę funkcjonalności tkanek miękkich i powięzi. Pistolet do masażu poradzi sobie zatem doskonale z zakwasami, doskwierającymi napięciami, bólem i sztywnością mięśni.

SPECYFIKACJA

Wymiary: 14,6 x 9,8 x 4,6 cm

Waga: 626 g


- Poziomy intensywności: 4
- Typ silnika: silnik bezszczotkowy
- Moc: 31,2 W / 50 dB
- Szybkość obrotów: 1800 - 3200 BPM
- Amplituda: 10 mm
- Siła nacisku: 15 kg
- Ładowanie : kabel USB-C
- Pojemność baterii: 2600 MAh
- Moc wyjściowa ładowarki: 5V2A
- Czas ładowania: do 3 - 4 godzin
- Czas użytkowania z pełną baterią: do 4 godzin



Nazwa	Nr kat.
Moves Mini Pistolet do masażu	04-080101

Idealny dla fizjoterapeutów, masażyści, sportowców, ale także ludzi którzy poszukują alternatywy masażu czy wykonującym pracę biurową. Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się konsultację ze specjalistą w przypadku ciąży, cukrzycy, rozrusznika serca, przewlekłych migren bądź posiadania metalowych elementów w ciele takich jak blaszki czy pręty.

Pistolet do masażu wyposażony jest w 5 głowic, dedykowanych do różnych grup mięśniowych i celów terapii.




1. okrągła



2. pocisk



3. litera „U”



4. okrągła z wypustkami



5. płaska z wypustkami

1. **okrągła** - przeznaczona do dużych grup mięśniowych takich jak ramiona, talia, biodra, uda i łydki
2. **pocisk** - przeznaczona do masażu tkanek głębokich takich jak punkty spustowe akupunkturalne, ścięgna, stawy, dłonie i podszewy stóp
3. **litera „U”** - odpowiednia dla obu stron mięśni przykręgosłupowych i ścięgna Achillesa
4. **okrągła z wypustkami** - nadaje się do relaksacji i kształtowania różnych partii mięśniowych
5. **płaska z wypustkami** - nadaje się do głębszych partii nóg, pośladków i dużych grup mięśniowych

Dostarczany w wygodnym futerale do przechowywania wraz z kablem ładującym USB-C oraz 5 głowicami masującymi.



rollery - wałki do masażu

CE

Rollery to wałki do masażu punktów spustowych, mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego. Punkty spustowe są często przyczyną różnych dolegliwości bólowych.

Spiky Foam Roller

Ten produkt jest przeznaczony do głębszego masażu i akupresury. Kolce pozwalają na głębszy masaż mięśni, aby złagodzić napięcie i ból oraz poprawić mobilność. Wałek piankowy Spiky Foam Roller posiada dwukierunkową strefę zapewniającą komfort podczas wałkowania wzdłuż kręgosłupa. Służy głównie do rozciągania, automasażu, ćwiczeń podtrzymujących ciało i stabilizujących.

SPECYFIKACJA

- Długość: 33 cm
- Średnica: 13 cm

Nazwa	Nr kat.
MamboMax Spiky Foam Roller	04-050103



Hollow Foam Roller

Hollow Foam Roller pomaga osobom cierpiącym na przewlekłe bóle. Jego trójwymiarowy wzór o różnych kształtach imituje masaż wykonywany dłońmi terapeuty. Większe powierzchnie umożliwiają powierzchniowy masaż, a mniejsze – głębszy.

SPECYFIKACJA

- Długość: 33 cm
- Średnica: 14 cm

Nazwa	Nr kat.
MamboMax Hollow Foam Roller	04-050101




Ergonomic Foam Roller

Mambo Max Ergonomic Foam Roller to wałek z zagłębieniem na środek idealnie sprawdza się podczas rozluźniania mięśni przykręgosłupowych. Wgłębienie zmniejsza bądź całkowicie niweluje nacisk wywierany na wyrostki kręgosłupa podczas autorozluźniania.

SPECYFIKACJA

- Długość: 33 cm
- Średnica: 15 cm

Nazwa	Nr kat.
MamboMax Ergonomic Foam Roller	04-050102



roller 3 w 1

Walek piankowy Mambo Max 3 w 1 łączy w sobie 3 różne wálki piankowe w jednym opakowaniu. Dzięki gładkiej powierzchni, część zewnętrzna idealnie nadaje się do masażu powierzchniowego. Druga część posiada rowki, które umożliwiają głębszy masaż i wywieranie większego nacisku na punkty spustowe. Plastikowy wewnętrzny walek masujący poprawia krążenie krwi i przyspiesza regenerację mięśni. Ten ostatni produkt, walek masujący Mambo Max, jest również dostępny jako osobny produkt.

SPECYFIKACJA

Długość: 46 cm

Średnica:

- walek zewnętrzny: 15 cm
- waleś środkowy: 10 cm
- wewnętrzny kij do masażu: 4 cm

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max roller 3 w 1	04-050301
Mambo Max Kij do masażu	04-050201



IASTM narzędzia

Narzędzia Moves IASTM (Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization Tools) umożliwiają terapeutom leczenie ostrych i przewlekłych dysfunkcji tkanek miękkich. Stosuje się je w fizjoterapii, terapii punktów spustowych, do uwalniania powięzi oraz w wielu innych zabiegach. Mogą być używane na różnych partiach ciała, w tym na mięśniach, ścięgnach, więzadłach i powięzi.



IASTM działa podobnie jak standardowy masaż, jednak zamiast rąk fizjoterapeuty wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia. Zostały one zaprojektowane tak, aby wywierać określony nacisk na tkanki, dzięki czemu terapeuta może skutecznie je opracować, nie powodując uszkodzeń ani bólu u pacjenta.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE IASTM?

Każde narzędzie ma wiele kształtów i wykończonych krawędzi, co zwiększa jego zastosowanie. Mniejsze narzędzia są zazwyczaj używane do pracy na mniejszych partiach ciała, wykonywania krótszych pociągnięć oraz do opracowywania powierzchniowych struktur tkankowych. Większe i cięższe narzędzia stosuje się do pracy w głębszych warstwach i są odpowiednie do terapii większych obszarów ciała. Niektóre instrumenty służą także do „wyczuwania” blokad poprzez przesuwanie/„skanowanie” po tkance. Końcówki tych narzędzi mogą być tępe lub ostre, w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu. Ogólna zasada mówi, że im ostrzejsze narzędzie, tym bardziej intensywne i precyzyjne jest leczenie tkanek miękkich. Ostatecznie wybór odpowiedniego narzędzia zależy od terapeuty – każdy ma swoje indywidualne preferencje, a narzędzie powinno dobrze leżeć w dłoni. Dzięki naszym 6 narzędziom możesz łatwo dostosować terapię zarówno do własnych potrzeb, jak i potrzeb klienta.

SPECYFIKACJA

- Sprzedawane w zestawie 6 sztuk (różne typy)
- Materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna z wykończeniem satynowym (mniej podatna na zarysowania i mniej widoczne ślady palców)

ZASTOSOWANIE I WYMIARY KAŻDEGO NARZĘDZIA

Pierwsze narzędzie idealnie nadaje się do pracy na większych grupach mięśni, np. podudzie, klatka piersiowa, ramiona, plecy, mięśnie najszerze grzbietu oraz uda (górne i dolne partie). Wymiar: 20 x 3 cm


Drugie narzędzie jest często stosowane do obszarów średniej wielkości, np. szyja, łydki lub mięśnie piersiowe. Wymiar: 19 x 4 cm

Największe narzędzie posiada dwa uchwyty i zaokrągloną stronę do głębokiej terapii. Zaprojektowane jest do pracy na dużych grupach mięśni, np. plecy, ramiona, mięśnie dwugłowe uda i uda. Wymiar: 45 x 4 cm

Czwarte narzędzie jest małe, lecz wszechstronne. Najczęściej używane do pracy z drobnymi mięśniami, np. leczenie ramion, barków, dłoni, stóp i kostek. Wymiar: 14 x 3 cm

To solidne i wszechstronne narzędzie doskonale nadaje się do redukcji napięcia, bólu mięśni oraz przywracania równowagi w sieci powięziowej i ciele. Może być także używane do skanowania tkanek. Wymiar: 7 x 6 cm

Na koniec – dzięki wygodnej formie to narzędzie umożliwia terapię różnych grup mięśniowych i stawów, np. dłonie, przedramiona, klatka piersiowa, plecy, uda i podudzia. Wymiar: 9 x 7 cm




Nazwa	Nr kat.
Moves IASTM narzędzia zestaw 6 szt.	04-09011

akcesoria do masażu

KNOBBLE® II

To narzędzie do masażu wykonane z wytrzymałego polimeru z opaską bez lateksu. Knobble® II pomaga wywierać większy nacisk na obszar, który chcesz masować. Możesz używać zarówno końcówki, jak i podstawy, aby zastosować ucisk na sobie lub na innych osobach.



JACKNOBBER® II

To narzędzie do masażu, które można wykorzystywać na wiele sposobów do wywierania głębokiego nacisku na punkty spustowe w powięzi oraz obszary napięcia mięśniowego. Mniejsze wypustki zapewniają bardziej intensywny ucisk, natomiast większe dają nacisk bardziej rozproszony. Używaj jednej wypustki, aby głęboko uciskać napięte pasma punktów spustowych. Dwóch wypustek możesz używać jednocześnie po obu stronach kręgosłupa.





INDEX KNOBBER® II

Index Knobber® II to proste urządzenie, które umożliwia wywieranie głębokiego nacisku na mięśnie w zasięgu ręki. Jest to idealny instrument zarówno do użytku w gabinecie, jak i w domu, pozwalający na mocny, stały ucisk na wybrane mięśnie. Jego unikalna konstrukcja pozwala na stosowanie w różnych ułożeniach dłoni i łatwe użycie zarówno prawą, jak i lewą ręką.



PALMASSAGER™

To narzędzie jest jednym z najskuteczniejszych pomocników w terapii masażu dostępnych na rynku. Trzymaj je pewnie w dłoni i używaj jednej, dwóch lub trzech okrągłych wypustek, aby masować bolące mięśnie. Stosuje się je do pleców, barków, ramion i nóg.



BACKNOBBER® II

Narzędzie do masażu Backnobber® II pozwala użytkownikowi wywierać dokładnie taki nacisk, jaki jest potrzebny do złagodzenia bólu. Stosowanie tego urządzenia może przynieść wyjątkowe efekty. Mechanizm blokujący umożliwia jego rozłożenie, co ułatwia podróżowanie i przechowywanie.




Nazwa	Nr kat.
Knobble II	04-031105
Jacknobber II	04-031101
Index Knobber II	04-031102
Palmassager	04-031103
Backnobber II	04-031104



piłka, ringo i walek do masażu

Te narzędzia do masażu służą do relaksacji mięśni i redukcji napięcia. Piłka, walek i pierścień pomagają wzmocnić dłonie i stopy oraz poprawić koordynację i elastyczność. Mogą być używane zarówno do masażu, jak i do ćwiczeń poprawiających zręczność.

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Piłka do masażu 6 cm	04-030103
Mambo Max Piłka do masażu 7 cm	04-030105
Mambo Max Piłka do masażu 8 cm	04-030107
Mambo Max Piłka do masażu 9 cm	04-030109
Mambo Max Piłka do masażu 10 cm	04-030111
Mambo Max Walek do masażu 16 cm	04-030121
Mambo Max Ringo do masażu	04-030131



kinesiology tape €€

moves

Taśma kinesiology Moves służy do wspomaganie ruchu, łagodzenia bólu i poprawy krążenia, jednocześnie wspierając mięśnie i stawy. Dzięki falistej strukturze taśmę można rozciągnąć nawet do 170% jej długości. Wykonana jest również z delikatnych włókien bawełnianych, co sprawia, że jest miękka i wygodna w użyciu. Produkt przyjazny dla skóry jest hipoalergiczny, bezłateksowy, oddychający i wodoodporny. Strona z klejem wykonana jest z akrylu, co zapobiega przenikaniu potu i wilgoci do taśmy.

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- 5 cm x 5 m (we wszystkich kolorach)
- 5 cm x 35 m (w kolorze beżowym)

Dostępne w 4 kolorach: beżowy | czarny | różowy | jasnoniebieski

Nazwa	Nr kat.
Moves Kinesiology Tape Beżowy 5cm x 5m	04-060101
Moves Kinesiology Tape Czarny 5cm x 5m	04-060102
Moves Kinesiology Tape Różowy 5cm x 5m	04-060103
Moves Kinesiology Tape Niebieski 5cm x 5m	04-060104
Moves Kinesiology Tape Beżowy 5cm x 35m	04-060105



sport tape €€

Taśma Moves Sport to taśma nieelastyczna, stosowana do ograniczania ruchu. Dzięki mocnemu przyleganiu taśmy krążenie jest częściowo zmniejszone. Wykonana jest z wysokiej jakości włókien bawełnianych, co sprawia, że jest miękka i wygodna, a jednocześnie zapewnia maksymalną kompresję. Taśma przyjazna dla skóry jest bezłateksowa, oddychająca i wodoodporna. Specjalny klej (hipoalergiczny klej termotopliwy z tlenkiem cynku) zapewnia trwałe i pewne przymocowanie taśmy podczas ćwiczeń. Ząbkowane krawędzie ułatwiają odrywanie taśmy ręką.

Nazwa	Nr kat.
Moves Sport Tape Biały	04-070101

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- 3,8 cm x 10 m | Kolor biały



poduszki do siedzenia

Poduszki do siedzenia Mambo Max to poduszki wypełnione powietrzem, przeznaczone do poprawy komfortu siedzenia, polecane przez terapeutów. Są lekkie i łatwe do przenoszenia, a ich stosowanie aktywuje głębokie mięśnie tułowia, wspierając kręgosłup. Pomagają zmniejszyć zmęczenie oraz korygują postawę. Powierzchnię poduszek można łatwo wyczyścić wodą z mydłem. Wszystkie poduszki mogą być używane zarówno jako siedzisko, jak i jako przyrząd do ćwiczeń równowagi.

Poduszka Comfort 33

Miękka i wygodna powierzchnia

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Wysokość: 7 cm
- Średnica: 33 cm

Pakowane w kolorowe pudełko, z pompką igłową w zestawie

Pakowane wyłącznie w woreczek foliowy, bez pompki igłowej w zestawie



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pouszka Comfort 33 Niebieska + pompka	04-020301
Mambo Max Pouszka Comfort 33 Czerwona + pompka	04-020302
Mambo Max Pouszka Comfort 33 Czarna + pompka	04-020303
Mambo Max Pouszka Comfort 33 Niebieska w folii	04-021301
Mambo Max Pouszka Comfort 33 Czerwona w folii	04-021302
Mambo Max Pouszka Comfort 33 Czarna w folii	04-021303



Poduszka Standard 37

Jedna gładka strona | Jedna strona sensoryczna z wypustkami

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Wysokość: 7 cm
- Średnica: 37 cm

W zestawie pompka Faster Blaster



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pouszka Standard 37 Niebieska + pompka	04-020103



Poduszka Standard 33

Jedna gładka strona | Jedna strona sensoryczna (z wypustkami)

SPECYFIKACJA


Wymiary:

- Wysokość: 7 cm
- Średnica: 33 cm

W zestawie pompka igłowa



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pouszka Standard 33 Niebieska + pompka	04-020101



poduszka powietrzna z wypustkami

Jedna gładka strona | Jedna strona sensoryczna (z wypustkami)

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Wysokość: 7 cm
- Średnica: 31 cm

W zestawie pompka z igłą



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pouszka powietrzna Czerwona + pompka	04-020102



klin do siedzenia

Jedna gładka strona | Jedna strona sensoryczna (z wypustkami)

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Wysokość: 7 cm
- Szerokość: 34 cm

W zestawie pompka Faster Blaster



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Klin do siedzenia Niebieski + pompka	04-020201



wałek do pilatesu

Walek piankowy Mambo Max jest używany w treningu pilates oraz w ćwiczeniach kręgosłupa, szczególnie przy bólach pleców. Doskonale sprawdza się w ćwiczeniach równowagi i stabilizacji. Wálki piankowe stosowane są zarówno do ćwiczeń rozciągających i wzmacniających, jak i do masażu oraz relaksacji.

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Długość: 45 cm | 90 cm
- Średnica: 15 cm

Materiał: pianka EVA (miękki, a jednocześnie trwały polimer z kopolimeru etylenu i octanu winylu)

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Walek do pilatesu EVA 90 cm	04-010102
Mambo Max Walek do pilatesu EVA 45 cm	04-010104



soft over ball

Piłka Mambo Max Soft-Over-Ball to dmuchana piłka używana do ćwiczeń oporowych. Jest doskonałym narzędziem do zwiększenia koncentracji i energii podczas treningu. Dodatkowo, po lekkim spuszczeniu powietrza, może być używana jako miękkie podparcie pod głowę, szyję, stopy czy plecy. Dostępna w 3 różnych kolorach i rozmiarach, co daje łącznie 9 wariantów Soft-Over-Ball.

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Soft Over Ball zielona 17-19 cm	04-010105
Mambo Max Soft Over Ball zielona 21-23 cm	04-010115
Mambo Max Soft Over Ball zielona 25-27 cm	04-010125



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Soft Over Ball niebieska 17-19 cm	04-010113
Mambo Max Soft Over Ball niebieska 21-23 cm	04-010123
Mambo Max Soft Over Ball niebieska 25-27 cm	04-010103



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Soft Over Ball czarna 17-19 cm	04-010107
Mambo Max Soft Over Ball czarna 21-23 cm	04-010117
Mambo Max Soft Over Ball czarna 25-27 cm	04-010127



pilates ring

Mambo Max Pilates ring to oporowy pierścień z piankowymi uchwytami. Produkt ten wykorzystywany jest w ćwiczeniach ukierunkowanych na siłę, równowagę, elastyczność i prawidłową postawę. Ring dodaje lekki opór i pomaga w precyzyjnym angażowaniu określonych grup mięśniowych. Często stosowany jest do modelowania mięśni ramion i ud, a także do zwiększania wyzwania dla mięśni głębokich podczas ćwiczeń.

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Średnica: 38 cm
- Materiał: włókno szklane pokryte pianką

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pilates ring	04-010101



grzybki dmuchane

Antypoślizgowe grzybki do ćwiczeń Mambo Max to doskonałe narzędzie, które urozmaica i wzmacnia trening. Może być używany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, podczas aktywności w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, aby poprawić równowagę dynamiczną, świadomość ciała i koordynację. Mogą również służyć jako narzędzie do masażu stóp podczas siedzenia.

SPECYFIKACJA

Wymiary:

- Średnica: 16 cm
- Intensywne kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski i zielony
- 6 sztuk w różnych kolorach, pakowane w pudełko kartonowe

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Grzybki dmuchane 6 szt.	04-030141



joga

Mambo Max oferuje różne akcesoria do jogi. Można je kupić osobno lub w zestawie do jogi.

Zestaw składa się z następujących produktów:

- 1 PVC mata do jogi | 173 x 61 x 0,4 cm
- 2 EVA piankowe klocki do jogi | 7,5 x 15 x 23 cm
- 1 pasek do jogi z klamrą | 180 x 3,8 cm

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Mata	04-010201
Mambo Max Klocki	04-010202
Mambo Max Pasek z klamrą	04-010203
Mambo Max Joga zestaw	04-010211





Fitness

maty do ćwiczeń

Maty gimnastyczne Mambo Max zapewniają miękkość i komfort podczas ćwiczeń. Idealnie nadają się do zajęć na siłowni oraz fitness. Mają antypoślizgową, dobrze amortyzującą powierzchnię o unikalnej strukturze zamkniętych komórek. Maty wyposażone są w plastikowe pierścienie oddalone od siebie o 40 cm, dzięki czemu można je zawiesić, gdy nie są używane. Mambo Max oferuje również wieszak ścienny na maty, mieszczący do 10 sztuk.

Maty Mambo Max dostępne są w 3 różnych rozmiarach i grubościach. Są wolne od lateksu i mogą być używane w wodzie. Każda mata jest wyposażona w praktyczny pasek do przenoszenia i przechowywania.

Mata Comfort Gym

Wymiary: 140 x 60 x 1 cm

Kolory: czarny | niebieski

Mata XTRA Comfort Gym




Wymiary: 180 x 60 x 1,5 cm

Kolory: zielony | czerwony | niebieski

Mata XTRA Comfort Gym

Wymiary: 180 x 100 x 1,5 cm

Kolory: zielony | czerwony | niebieski



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Mata Comfort Gym 140 x 60 x 1 cm niebieski	05-030303
Mambo Max Mata Comfort Gym 140 x 60 x 1 cm czarny	05-030304
Mambo Max Mata XTRA Comfort Gym 180 x 60 x 1,5 cm czerwony	05-030101
Mambo Max Mata XTRA Comfort Gym 180 x 60 x 1,5 cm zielony	05-030102
Mambo Max Mata XTRA Comfort Gym 180 x 60 x 1,5 cm niebieski	05-030103
Mambo Max Mata XTRA Comfort Gym 180 x 100 x 1,5 cm czerwony	05-030201
Mambo Max Mata XTRA Comfort Gym 180 x 100 x 1,5 cm zielony	05-030202
Mambo Max Mata XTRA Comfort Gym 180 x 100 x 1,5 cm niebieski	05-030203
Mambo Max Wieszak ścienny do mat na 10 szt. mat	05-030001



aerobik step

Step aerobik to forma aerobiku uprawiana na całym świecie przez miliony ludzi. Powód jego popularności jest prosty – zapewnia doskonały trening cardio bez potrzeby dużej przestrzeni czy specjalistycznego sprzętu.

Dodatkowo jest to trening o niskim stopniu obciążenia, który nie nadwyręża stawów tak bardzo jak bieganie czy jogging. Wysokość stopnia Mambo Max Aerobic Step jest regulowana, co pozwala dostosować intensywność ćwiczeń do własnych preferencji.

SPECYFIKACJA


Wymiary:

- 96 x 33 cm
- Regulowana wysokość do 15 / 20 / 25 cm poprzez użycie dodatkowych bloczków pod stopniem.

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Aerobik Step	05-070101



100 kg



mambo max fabric elastic band

Elastyczna taśma materiałowa Mambo Max składa się z 10 kolejnych pętli. To doskonałe narzędzie do treningu i modelowania sylwetki, odpowiednie dla każdego sportowca – zarówno początkującego, jak i profesjonalisty. Dostępne są 3 różne poziomy oporu, a 10 kolejnych pętli pozwala dodatkowo urozmaicić trening. Intensywność ćwiczeń można zwiększyć, używając mniejszej liczby pętli, co daje większy opór.

Produkt jest trwały i niezwykle wszechstronny. Można go używać do rozciągania, modelowania sylwetki, a nawet jako alternatywę dla hantli podczas treningu siłowego.

SPECYFIKACJA

- Całkowita długość: 120 cm
- Długość pojedynczej pętli: 11,5 cm
- Dostępna w 3 różnych poziomach oporu

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Fabrick Elastick Band Light czerwona 7 kg	05-120107
Mambo Max Fabrick Elastick Band Medium zielona 10 kg	05-120110
Mambo Max Fabrick Elastick Band Heavy niebieska 15 cm	05-120115



płyta balansowa

Płyta balansowa Mambo Max to skuteczne narzędzie do treningu równowagi i ćwiczeń fitness. Wystarczy stanąć na zaokrąglonej platformie i rozpocząć balansowanie. To także świetny przyrząd do wzmacniania stawu skokowego i mięśni ud. Dla bardziej wymagającego treningu równowagi można zamontować dołączoną nakręcaną nasadkę na deskę Mambo Max Balance Board.

SPECYFIKACJA

- Średnica: 42 cm
- Wysokość: 5 - 8 cm



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Płyta Balansowa	05-040201



płyty balansowe drewniane

Płyty balansowe to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz poprawić swoją równowagę przy użyciu ekologicznego, wysokiej jakości produktu. Często stosowane są w treningu propriocepcji, który stymuluje i rozwija receptory czucia głębokiego. Propriocepcja pomaga stabilizować stawy podczas zadań statycznych i dynamicznych. Ćwiczenia propriocepcyjne mogą zmniejszyć ryzyko kontuzji. Drewniana deska balansowa dostępna jest w 2 wersjach: Uni-Directional i Standard. Dzięki różnym kształtom i punktom równowagi, produkty te różnią się charakterem oraz stopniem trudności.

Uni-Directional

Ta płyta zapewnia bardziej przewidywalny i bezpieczny trening, ponieważ może przechylać się tylko w jednym kierunku. Dzięki temu jest idealna dla dzieci oraz osób starszych, aby poprawiać stabilność ciała bez obawy przed upadkiem. Po odwróceniu deski łuki mogą służyć jako uchwyty do pompek.

SPECYFIKACJA

- Wymiary: 40 x 40 cm
- Wysokość: 10 cm



Standard

Płyta balansowa Standard jest niższa niż wersja Sport. Dodatkowo, dzięki łagodniejszemu punktowi podparcia, reaguje zupełnie inaczej niż model Sport. Stanowi doskonały etap pośredni pomiędzy deską Uni-Directional a deską Sport.

SPECYFIKACJA

- Wymiary: 40 x 40 cm
- Wysokość: 6 cm
- Maksymalne nachylenie: 12,5°



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Płyta Balansowa Drewniana Standard	05-040001
Mambo Max Płyta Balansowa Drewniana Uni-directional	05-040003



Fit stretch

MD CE

Fit Stretch to fantastyczne, proste i przenośne narzędzie do rozciągania mięśni podudzia. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno do rozgrzewki, jak i rozciągania po treningu. Regularne stosowanie Mambo Max Fit Stretch pomaga zwiększyć elastyczność stawu skokowego, mięśni łydek, wspierając mobilność i zapobiegając urazom.

SPECYFIKACJA

- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
- antypoślizgowa podkładka

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Fit stretch	05-050101



drewniany klin

MD CE

Klin zwiększa zakres wyprostu w dolnym i górnym odcinku pleców, jednocześnie rozciągając mięśnie łydek. Może być stosowana w celu:

- poprawy ogólnej postawy ciała,
- rozciągania mięśni łydek u sportowców, piłkarzy i osób aktywnych fizycznie,
- rozciągania mięśni górnej części nóg (nerw kulszowy),
- zwiększenia wyprostu w dolnym i górnym odcinku kręgosłupa,
- poprawy techniki wykonywanych ćwiczeń np. przysiad.

SPECYFIKACJA

- Wymiary: 45 x 30 x 16 cm
- Kąt nachylenia 17, 5°

Nazwa	Nr kat.
Drewniany klin	03-040003



150 kg

plastikowy klin

MD CE

Oprócz rozciągania mięśni łydek i górnej części nóg, klin jest doskonałym narzędziem do poprawy ogólnej postawy ciała oraz zwiększenia wyprostu w dolnym odcinku pleców. Klin wykonany jest z kompozytowego tworzywa sztucznego i wytrzymałe obciążenie do 250 kg. Posiada 4 poziomy regulacji nachylenia (5°, 15°, 25° i 35°). Składany na płasko (8 cm), co ułatwia przechowywanie. Ostatni stopień na pełni funkcję wygodnego uchwytu do ćwiczeń rozciągających. Antypoślizgowa powierzchnia górna ma wymiary 35 x 35 cm.

Nazwa	Nr kat.
Plastikowy klin regulowany	03-040102



250 kg

płyta balansowa freeman

Płyta balansowa Mambo Max Freeman to idealne narzędzie do treningu równowagi. Wystarczy stanąć na zaokrąglonej platformie i rozpocząć balansowanie. To doskonały sposób na wzmocnienie stawów skokowych i mięśni ud. Uchwyty mogą być wykorzystane do ćwiczeń równowagi górnych partii ciała oraz dodatkowych treningów.

SPECYFIKACJA

- Średnica: 40 cm
- Wysokość: 8 cm



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Płyta Balansowa Freeman	05-040202



body twister

Jeśli szukasz narzędzia do wysmuklenia ud, talii i bioder, Mambo Max Body Twister to idealne rozwiązanie! Podczas skrętów ciała tarcza pod stopami obraca się, angażując pośladki, mięśnie brzucha i nóg. Kontynuując ruch skrętny z boku na bok, wzmocnisz i ujędrnisz wszystkie partie mięśni. Dodatkowo Mambo Max Body Twister to skuteczne narzędzie do poprawy równowagi i koordynacji.

SPECYFIKACJA

- Średnica: 25 cm
- Wysokość: 3 cm

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Body Twister	05-100101



pyta balansowa ekilibre


Płyta balansowa Mambo Max „Ekilibre” została zaprojektowana do treningu równowagi. Łącząc w sobie cechy poduszki i deski balansowej, oferuje najlepsze właściwości obu rozwiązań. Poprawia poczucie równowagi, koordynację, szybkość reakcji i umiejętności motoryczne. Może być używana w pozycjach leżącej, klęczącej, siedzącej oraz podczas ćwiczeń w staniu, a także w połączeniu z innym sprzętem treningowym.

SPECYFIKACJA

- Średnica: 39 cm
- Wysokość: 9 cm



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Body Płyta Balansowa Ekilibre	05-040502



trener balansowy

Trener balansowy Mambo Max służy do poprawy poczucia równowagi, koordynacji, szybkości reakcji i umiejętności motorycznych. Jest również idealny do ćwiczeń mięśni. Można regulować jego twardość poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza za pomocą zaworu. Może być używany w pozycjach klęczącej, siedzącej i podczas ćwiczeń w staniu. Aby urozmaicić rehabilitację, można go łączyć z innym sprzętem treningowym.



SPECYFIKACJA

- Średnica: 45 cm
- Wysokość: 16 cm
- Dwie strony gładkie



SPECYFIKACJA

- Średnica: 60 cm
- Wysokość: 14 cm
- Jedna strona z wypustkami, druga gładka

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Trener Balansowy 45 cm	05-040102
Mambo Max Trener Balansowy 60 cm	05-040103



pianka do balansowania mambo

Ta piankowa poduszka balansowa z pianki EVA zapewnia komfortowe warunki do wykonywania ćwiczeń wzmacniających równowagę. Jej miękka, a przez to niestabilna powierzchnia zmusza użytkownika do aktywnej pracy mięśni stóp, stawów skokowych i nóg.

Dostępne 3 wersje:



SPECYFIKACJA

- Kształt prostopadokąt
- Wymiary: 50 x 40 x 6 cm
- Kolor: niebieski



SPECYFIKACJA

- Kształt prostopadokąt
- Wymiary: 50 x 40 x 6 cm
- Kolor: antracyt



SPECYFIKACJA

- Kształt owalny, 2 szt.
- Wymiary: 36 x 22 x 6 cm
- Kolor: niebieski

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pianka Do Balansowania Mambo prostokąt niebieski 1 szt.	05-040301
Mambo Max Pianka Do Balansowania Mambo prostokąt antracyt 1 szt.	05-040303
Mambo Max Pianka Do Balansowania Mambo owalny niebieski para	05-040302

pianka do balansowania PRO

Ta poduszka balansowa to doskonałe narzędzie treningowe do poprawy równowagi, stabilności, elastyczności, siły oraz koordynacji ruchowej. Model Balance Pad Pro zapewnia większą niestabilność niż standardowa wersja, dzięki czemu wymaga ciągłej korekcji postawy ciała, co czyni ćwiczenia bardziej wymagającymi. Poduszka wykonana jest z materiału PU zamiast pianki EVA (z której produkowana jest większość poduszek balansowych), co sprawia, że jest trwalsza i bardziej odporna na drobne uszkodzenia oraz zużycie.

SPECYFIKACJA

Wymiary: 40 x 50 x 6 cm

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Pianka Do Balansowania PRO niebieski	05-040304



piłki AB gym

Piłka gimnastyczna Mambo Max AB (Anti-Burst) zwiększa elastyczność, poprawia siłę, kondycję i postawę ciała. Ćwiczenia z tą piłką dodatkowo rozwijają równowagę i koordynację. Wszystkie piłki gimnastyczne AB są typu Anti-Burst – w przypadku przebicia ostrym przedmiotem nie pękają gwałtownie, co minimalizuje ryzyko kontuzji.


SPECYFIKACJA

- Dostępne w 6 różnych rozmiarach

- Materiał: ecofriendly PVC (Zawartość metali ciężkich zgodna z normą EN 71, zawartość ftalanów zgodna z dyrektywą EU 2005/84/EC)

Pakowane w:

- Opakowanie kartonowe:** piłka, pompka Faster Blaster, plakat z ćwiczeniami, korek oraz narzędzie do wyjmowania korka.
- Opakowanie ekonomiczne:** woreczek foliowy zawierający wyłącznie piłkę i korek



Kolor	Rozmiar piłki	Wzrost	Piłka AB box + pompka	Piłka AB ekonomiczne
	45 cm	< 125 cm	05-010102	-
	55 cm	125 - 150 cm	05-010103	05-010203
	65 cm	150 - 175 cm	05-010104	05-010204
	75 cm	175 - 185 cm	05-010105	05-010205
	85 cm	185 - 200 cm	05-010106	-
	95 cm	> 200 cm	05-010107	-

piłka orzeszek AB

Piłka Mambo Max AB (Anti-Burst) Peanut Ball jest przeznaczona dla osób, które mają trudności z utrzymaniem równowagi na tradycyjnej piłce gimnastycznej. Jej kształt orzeszka zapewnia dodatkową stabilność boczną, co daje większe poczucie pewności podczas ćwiczeń.

Piłka Mambo Max AB Peanut Ball umożliwia bardziej przewidywalną terapię lub trening fitness, ponieważ może toczyć się tylko w jednym kierunku. To ogromna zaleta dla dzieci, osób starszych oraz osób po urazach. Dodatkowo piłki typu „peanut” cieszą się dużą popularnością wśród kobiet w ciąży i są bardzo pomocne podczas porodu.

SPECYFIKACJA

- Wymiary: 50 x 100 cm
- W zestawie: pompka Faster Blaster i korek



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Piłka Typu Orzeszek AB	05-011103



dynadome mambo


Półpiłka – nadmuchiwana kopuła do ćwiczeń. To wszechstronny przyrząd umożliwiający wykonywanie ćwiczeń po obu stronach, dzięki czemu nadaje się zarówno do treningu całego ciała, jak i do ćwiczeń równowagi. W praktyce jest to ekonomiczna odpowiedź Mambo Max na drogie trenery równowagi dostępne na rynku – z dodatkowymi gumami oporowymi i uchwytami!

SPECYFIKACJA

- Średnica: 59 cm
- Wysokość: 21 - 25 cm
- W zestawie: pompka Faster Blaster, tubingi z uchwytami



Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Dynadome Mambo	05-040401



akcesoria do piłek




- Kompresor elektryczny



- Pompka igłowa



- Pompka Faster Blaster



- Pompka ręczna



- Pompka nożna



- Obręcz do piłek zapinana na rzep, która ułatwia ich ustawianie



- Stabilizator do piłki ułatwiający utrzymanie równowagi. Dzięki nacięciom umożliwia wykonywanie ćwiczeń łączonych z piłką AB i taśmami Moves.

Nazwa	Nr kat.
Mambo Max Stabilizator do piłek	05-020101
Mambo Max Obręcz do piłek	05-020102
Mambo Max Pompka Faster Blaster 120 cc	05-020201
Mambo Max Pompka ręczna 2000 cc	05-020202
Mambo Max Pompka igłowa 100 cc	05-020203
Mambo Max Pompka nożna	05-020204
Mambo Max Kompresor elektryczny	05-020205



Trening siłowy

softmeds

Mambo Max SoftMeds to miękkie i kolorowe piłki z obciążeniem, które z łatwością można chwycić w jedną dłoń. Elastyczna winylowa powłoka ułatwia utrzymanie piłki podczas treningu siłowego.

Piłki są w pełni napompowane i gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka! W razie potrzeby piłki można dopompować pompką z igłą.

Średnica piłki: 12 cm

Kolor	Waga	Nazwa	Nr kat.
	0,5 kg	Piłka SoftMed 0,5 kg	06-040102
	1,0 kg	Piłka SoftMed 1 kg	06-040103
	1,5 kg	Piłka SoftMed 1,5 kg	06-040104
	2,0 kg	Piłka SoftMed 2 kg	06-040105



hantle

Hantle Mambo Max to żeliwne ciężarki pokryte winylem lub neoprenem. Powłoka winylowa jest łatwa do mycia oraz można ją zdezynfekować środkiem dezynfekującym na bazie wody. Powłoka neoprenowa natomiast zawiera dodatek żywicy, która zapewnia im przyjemną w dotyku fakturę i doskonałą przyczepność.



Kolor	Waga	Nazwa	Nr kat. Vinyl	Nr kat. Neopren
	0,5 kg	Hantle różowe para	06-010102	06-010202
	1,0 kg	Hantle żółte para	06-010103	06-010203
	1,5 kg	Hantle czerwone para	06-010104	06-010204
	2,0 kg	Hantle zielone para	06-010105	06-010205
	3,0 kg	Hantle niebieskie para	06-010107	06-010207
	4,0 kg	Hantle czarne para	06-010108	06-010208
	5,0 kg	Hantle szare para	06-010109	06-010209
Stojak na 6 hantli - pusty			06-000101	



piłki lekarskie

Trening z piłką lekarską to jedna z najstarszych form treningu siłowego i kondycyjnego. Poza treningiem siłowym piłki lekarskie są również wykorzystywane podczas procesu rehabilitacji po urazach oraz w medycynie sportowej. Co więcej, są idealnym narzędziem do treningu wielu grup mięśniowych ze względu na połączenie treningu cardio i siłowego.

Kolor	Waga	Średnica	Nazwa	Nr kat. Vinyl
	1,0 kg	20 cm	Piłka lekarska żółta	06-030103
	1,5 kg	20 cm	Piłka lekarska czerwona	06-030104
	2,0 kg	20 cm	Piłka lekarska zielona	06-030105
	3,0 kg	22 cm	Piłka lekarska niebieska	06-030107
	4,0 kg	22 cm	Piłka lekarska czarna	06-030108
	5,0 kg	27 cm	Piłka lekarska szara	06-030109
Stojak na piłki lekarskie - pusty				06-000301



kettlebell

Kettlebell to ważny element każdego treningu fitness lub CrossFit. Wykonane z żelaza i pokrytego kolorową powłoką winylową, dzięki czemu nie uszkodzą żadnej powierzchni podczas ich przechowywania. Oferujemy również kompletny zestaw, w tym wysokiej jakości stojak na kettlebell. Stojak może udźwignąć do 150 kg na półkę (łącznie 300 kg).

Kolor	Waga	Nazwa	Nr kat. Vinyl
	2 kg	Kettlebell błękitny	06-050102
	4 kg	Kettlebell śliwkowy	06-050104
	6 kg	Kettlebell żółty	06-050106
	8 kg	Kettlebell czerwony	06-050108
	10 kg	Kettlebell zielony	06-050110
	12 kg	Kettlebell niebieski	06-050112
	16 kg	Kettlebell czarny	06-050116
	20 kg	Kettlebell szary	06-050120
	24 kg	Kettlebell pomarańcz	06-050124
Stojak na kettlebell - pusty			06-051101



obciążniki

Obciążniki na staw skokowy i nadgarstek dodane do treningu lub spaceru pozwalają na szybkie zbudowanie masy mięśniowej, poprawę kondycji i wytrzymałości mięśni. Obciążniki MamboMax wypełnione piaskiem żelazistym, a na zewnątrz są wykończone miękkim, wygodnym i wytrzymałym materiałem nylonowym. Regularny trening z obciążnikami na nadgarstkach i kostkach skutecznie wymodeluje i ujędrni Twoje ciało, a możesz je nosić wszędzie! Noś je w biurze, na zakupach lub na siłowni.

Waga	Nazwa	Nr kat.
0,5 kg	Obciążnik 0,5 kg	06-020102
1,0 kg	Obciążnik 1 kg	06-020103
1,5 kg	Obciążnik 1,5 kg	06-020104
2,0 kg	Obciążnik 2 kg	06-020105
3,0 kg	Obciążnik 3 kg	06-020107
4,0 kg	Obciążnik 4 kg	06-020108
5,0 kg	Obciążnik 5 kg	06-020109



obciążniki - premium

Z wysokiej jakości obciążnikami premium na nadgarstki i kostki Mambo Max z łatwością wytrenujesz mięśnie ramion i nóg. Stopniowo zwiększając obciążenie szybko osiągniesz założone cele treningowe.

Dostępne w 3 różnych wariantach, każdy w innym kolorze.

Waga	Nazwa	Nr kat.
0,5 kg	Obciążnik premium 0,5 kg para	06-060101
1,0 kg	Obciążnik premium 1 kg para	06-060102
1,5 kg	Obciążnik premium 1,5 kg para	06-060103



obciążnik z kciukiem

Obciążnik na nadgarstek z ujęciem kciuka zapewnia jego stałą i bezpieczną pozycję podczas całego treningu. Niezależnie od tego, czy boksujesz, biegasz, czy ćwiczysz zumbę, ciężarki pozostaną na swoim miejscu!

Waga	Nazwa	Nr kat.
0,5 kg	Obciążnik z kciukiem 0,5 kg para	06-020202






Terapia zimnem i ciepłem

Kompresy Moves Hot/Cold Packs przeznaczone są zarówno do terapii ciepłem, jak i zimnem. Ich podwójne zastosowanie sprawia, że stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych poduszek grzewczych oraz okładów lodowych. Te wszechstronne, wielokrotnego użytku kompresy zapewniają skuteczną i ekonomiczną terapię. Wykonane z nietoksycznego materiału, pozostają elastyczne nawet w temperaturach poniżej -20°C. Można je wyginać pod dowolnym kątem, co pozwala na maksymalne dopasowanie do kształtu stawów i mięśni. Kompresy Moves Hot/Cold Packs można podgrzewać w kuchence mikrofalowej lub schładzać w zamrażarce. Utrzymują temperaturę przez około 30 minut.

Classic - Gel

Klasyczny i ekonomiczny, przezroczysty kompres Hot/Cold Pack wypełniony specjalnym nietoksycznym i biodegradowalnym żelem. Do użytku domowego !!!



Standard - Gel

Nasz standardowy kompres Hot/Cold Pack to żelowy okład pokryty nylonową powłoką. Specjalny żel, którym jest wypełniony, jest nietoksyczny i biodegradowalny.




Soft touch - Cley

Miękka w dotyku powierzchnia zapewnia komfort użytkowania i ochronę przed odmrożeniem, dzięki czemu kompres może być stosowany bezpośrednio na skórę. Wypełniony w 100% naturalną gliną.



Pokrowiec ochronny

Pokrowiec ochronny na kompresy Hot/Cold Packs, wykonany w 100% z poliestru. Można prać go w pralce. Dostępny w 3 rozmiarach (S | M | L).




Trójsekccyjny

Miękki w dotyku trójsekccyjny kompres Hot/Cold Pack umożliwia jednocześnie leczenie wielu obszarów ciała (np. szyi i barków).



XXL hot cold pack

Idéalny do łagodzenia bólu w obrębie barków i pleców. Ten kompres Hot/Cold Pack posiada nylonową powłokę.



Rozmiar		Classic	Standard	Soft touch	Pokrowiec ochr.
Mały	15 x 25 cm	07-010102	07-010202	07-010302	07-020102
Średni	20 x 30 cm	07-010103	07-010203	07-010303	07-020103
Duży	25 x 35 cm	07-010104	07-010204	07-010304	07-020104
XXL	33 x 47 cm	-	07-010206	-	-
Trójsekcyjny	40 x 20 cm	-	07-010211	07-010312	-

PearlPack



Terapia ciepłem i zimnem może być stosowana w celu łagodzenia bólu oraz stanów zapalnych związanych z naderwaniem lub naciągnięciem mięśni. Dzięki swojemu podwójnemu zastosowaniu stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych poduszek grzewczych i okładów z lodu. Małe perełki wewnątrz kompresu pochłaniają ciepło lub zimno i utrzymują temperaturę przez około 20 minut. W tym czasie pomagają złagodzić ból.

Produkty te są nie tylko estetyczne, ale również bardzo wygodne w użyciu – nie stają się wilgotne ani nie kapie z nich woda po schłodzeniu lub podgrzaniu, co zapobiega zabrudzeniom. Kompresy można stosować bezpośrednio na skórę. Wszystkie użyte materiały są nietoksyczne i bezzapachowe.

Oprócz łagodzenia bólu po urazach i nadwyżeniu mięśni, kompresy Hot/Cold PearlPacks często wykorzystuje się także do zmniejszania obrzęków po zabiegach chirurgicznych. Mają wielofunkcyjne zastosowanie.

PearlPack | SPORTS PACK & STRAP

Zestaw PearlPack Sports Pack wyposażony jest w praktyczny pasek na rzep, który ułatwia jego mocowanie.

- Wymiary: 19 x 12,5 cm



PearlPack | Plecy

Ten duży, trzysegmentowy kompres posiada pasek na rzep, który umożliwia idealne dopasowanie do talii i zapewnia optymalne łagodzenie bólu pleców. Perełki wewnątrz kompresu można przesuwając między segmentami, aby dostosować intensywność terapii cieplnej w wybranym obszarze.

- Wymiary: 43 x 17,5 cm



PearlPack | Oczy

Maska dopasowuje się do kształtu twarzy użytkownika i posiada pasek z tkaniny. Terapia ciepłem może być stosowana, gdy oczy są suche lub w przypadku zapalenia powiek. Terapia zimnem pomaga przy bólach głowy, opuchniętych powiekach lub zapaleniu zatok.

- Wymiary: 22,5 x 7,5 cm



PearlPack | Kolano / Łokieć

Specjalnie zaprojektowany do terapii ciepłem lub zimnem w obrębie stawu kolanowego lub łokciowego. Duży otwór pozwala utrzymać pełną swobodę ruchu, a technologia Pearl kieruje ciepło lub chłód bezpośrednio w miejsce bólu. Elastyczny pasek na rzep utrzymuje kompres na swoim miejscu.

- Wymiary: 37 x 25,6 cm



Nazwa	Nr kat.
Moves PearlPack Sport	07-040102
Moves PearlPack Plecy	07-040201
Moves PearlPack Oczy	07-041101
Moves PearlPack Kolano / Łokieć	07-040301

Roll-on pack



Moves Roll-On Packs łączą terapię ciepłem i zimnem z wygodą użytkowania. Tubowy kształt i elastyczny materiał umożliwiają łatwą aplikację przez wsunięcie, nawet po podgrzaniu lub schłodzeniu. Różne rozmiary idealnie dopasowują się do palców, nadgarstków, kostek lub kolan, zapewniając, że cały obszar ciała objęty jest działaniem terapeutycznym.



SPECYFIKACJA

- Dostępne w 5 rozmiarach
- Wielokrotnego użytku
- Nietoksyczne i nie zawierają lateksu
- Każde opakowanie zawiera ochronną osłonkę

Nazwa	Średnica wew.	Obwód	Nr kat.
Moves Roll-on pack palec	2,5 cm		07-050101
Moves Roll-on pack small	10 cm	< 25 cm	07-050102
Moves Roll-on pack medium	12,5 cm	25 - 38 cm	07-050103
Moves Roll-on pack large	15 cm	38 - 53 cm	07-050104
Moves Roll-on pack extra large	17,5 cm	53 - 58 cm	07-050105

Instant heat pack

Czy zdarzyło Ci się potrzebować kompresu rozgrzewającego, ale w pobliżu nie było kuchni ani mikrofalówki? Moves ma na to idealne rozwiązanie – kompres grzewczy „na wynos”! Wystarczy zgiąć metalową płytkę wewnątrz Moves Instant Heat Pack, a w ciągu kilku sekund rozgrzeje się do przyjemnej temperatury około 54°C. Co więcej, kompres jest wielokrotnego użytku – wystarczy gotować go przez 10–15 minut, aby powrócić do pierwotnego, płynnego stanu.

POCKET SIZE PACK

Idealny do aktywności na świeżym powietrzu! Łatwy w użyciu podczas biwakowania, wyjazdów na wydarzenia sportowe lub zawsze, gdy przebywasz na zewnątrz w chłodniejszej pogodzie. Mały, lekki i łatwo mieści się w kieszeni.



SHOULDER & NECK PACK

Ten 3-częściowy kompres natychmiastowy został zaprojektowany tak, aby komfortowo otulał szyję i barki. Kompres rozgrzewa mięśnie, łagodzi napięcie i przynosi ulgę w bólu oraz sztywności.




Nazwa	Nr kat.
Moves Pocked Size Pack 12,7 x 7,6 cm	07-060101
Moves Shoulder & Neck Pack 41 x 25 cm	07-060111



Artykuły pomiarowe

Młotek neurologiczny Buck'a

Posiada dwie główce do oceny czucia powierzchniowego. Wyposażony w igłę i pędzelek.



Młotek neurologiczny Babińskiego

Zaostrzony koniec może być używany jako prosty esthesiometr do badania czucia.



Młotek neurologiczny Taylor'a

Stosowany do wywoływania odruchów podczas badania neurologicznego.



Młotek neurologiczny Dejerin'a

Używany do badania głębokich odruchów ścięgniastych w diagnostyce.



Młotek neurologiczny Troemner'a

Kształtem przypomina młotek dwugłowy. Większa główka służy do wywoływania odruchów ścięgniastych, a mniejsza – do badania miotonii opukowej.



Radło Wartenburg'a

Używane do oceny czucia powierzchniowego i reakcji bólowych skóry.



Nazwa	Nr kat.
Moves Młotek neurologiczny Buck'a	08-050101
Moves Młotek neurologiczny Babińskiego	08-050102
Moves Młotek neurologiczny Taylor'a	08-050103
Moves Młotek neurologiczny Dejerin'a	08-050104
Moves Młotek neurologiczny Troemner'a	08-050105
Moves Radło Wartenburg'a	08-050201

goniometry plastikowe

MD **CE**

Przezroczysty plastik umożliwia obserwację osi ruchu stawu oraz jego zakresu ruchomości. Głowica 360° posiada trzy skale, skalibrowane zgodnie z międzynarodowym systemem pomiarowym ISOM (International Standard of Measurements, STFR).




15 CM GONIOMETER




20 CM GONIOMETER



30 CM GONIOMETER



18 CM GONIOMETER



15 CM GONIOMETER

Nazwa	Nr kat.
Saehan Goniometr plastikowy 0° do 360° co 1° 15 cm	08-030101
Saehan Goniometr plastikowy 0° do 360° co 1° 20 cm	08-030102
Saehan Goniometr plastikowy 0° do 360° co 1° 30 cm	08-030103
Saehan Goniometr plastikowy 0° do 360° co 2° 18cWm	08-030111
Saehan Goniometr plastikowy 180° x 2 co 5° 15cm	08-030112

goniometry metalowe

MD **CE**

Trwałe i wytrzymałe goniometry wykonane ze stali nierdzewnej. Głowica skalibrowana zgodnie z międzynarodowym systemem pomiarowym ISOM (International Standard of Measurements, STFR).



08-030201



08-030202



08-030203



08-030204

Nazwa	Nr kat.
Saehan Goniometr stalowy 180° co 5° 15 cm	08-030201
Saehan Goniometr stalowy 180° x 2 co 1° 20 cm	08-030202
Saehan Goniometr stalowy 180° x 2 co 1° 35 cm	08-030203
Saehan Goniometr stalowy 360° co 1° 35cm	08-030204

goniometry palcowe

MD CE

Goniometr palcowy służy do pomiaru zgięcia i wyprostów w stawach palców. Głowica posiada dwie przeciwległe skale 180°, oznaczone w odstępach co 5°. Na ramieniu umieszczono skalę liniową w centymetrach.



Nazwa	Nr kat.
Saeahan Goniometr stalowy palcowy 180° co 5° 9 cm	08-030301
Saeahan Goniometr stalowy palcowy 180° co 5° 15 cm	08-030302

zestaw goniometrów

MD CE



Zestaw 6 goniometrów plastikowych:

- Goniometr plastikowy | 0° do 360° co 1° | 15 cm
- Goniometr plastikowy | 0° do 360° co 1° | 20 cm
- Goniometr plastikowy | 0° do 360° co 1° | 30 cm
- Goniometr plastikowy | 0° do 360° co 2° | 18 cm
- Goniometr plastikowy | 180° x 2 co 5° | 15 cm
- Goniometr zgięcia i wyprostów



Zestaw 6 goniometrów stalowych:

- Goniometr stalowy | 180° co 5° | 15 cm
- Goniometr stalowy | 180° | 18 cm
- Goniometr stalowy | 180° x 2 co 1° | 35 cm
- Goniometr stalowy | 360° co 1° | 35 cm
- Goniometr palcowy | 180° co 5° | 15 cm
- Goniometr stalowy X-ray 180° | 20 cm

Nazwa	Nr kat.
Saeahan Zestaw goniometrów plastikowych 6 szt.	08-030121
Saeahan Zestaw goniometrów stalowych 6 szt.	08-030211

kamertony

MD CE

Te aluminiowe kamertony zostały opracowane do pomiaru wrażliwości na wibracje, co może być wskaźnikiem uszkodzenia nerwów. Są również stosowane podczas badań stóp u osób z cukrzycą, w celu wykrycia objawów neuropatii.


Nazwa	Nr kat.
Kamerton 128 Hz	08-050301
Kamerton 256 Hz	08-050302



skoliometr pediatryczny MD CE

Skoliometr to inklinometr zaprojektowany do pomiaru asymetrii tułowia lub kąta rotacji tułowia (ATR), stosowany w badaniach przesiewowych w kierunku skoliozy. Są to niewielkie, nieinwazyjne urządzenia, które umieszcza się na kręgosłupie osoby znajdującej się w pozycji skłonu w przód. Odczyt ze skoliometru wskazuje stopień asymetrii (rotacji) tułowia.

Nazwa	Nr kat.
Skoliometr pediatryczny	08-060102



skoliometr MD CE

Pomiar kąta rotacji deformacji pleców

- Mały, nieinwazyjny przyrząd
- Wymiary: 19 cm (7,5") długości × 9 cm (3,5") szerokości
- W zestawie etui do przechowywania



Nazwa	Nr kat.
Skoliometr	12-1099

inklinometr cyfrowy MD CE

Umieść inklinometr w pobliżu stawu, który ma być mierzony, i naciśnij przycisk „zero”

Poruszaj stawem w pełnym zakresie jego ruchu, a następnie naciśnij przycisk „hold”

Odczytaj zakres ruchu (ROM) bezpośrednio po wykonaniu pomiaru



Nazwa	Nr kat.
Inklinometr cyfrowy	12-1057



cyrkiel do fałdu skórniego MD CE

Profesjonalny, lekki cyrkiel pomiarowy wykonany z aluminium. Ramiona pomiarowe posiadają ruchome końcówki, które zapewniają dokładne i powtarzalne wyniki. Skala o długości 65 mm jest duża i łatwa do odczytania. W dołączonej wielojęzycznej instrukcji znajduje się skala korekcyjna uwzględniająca płeć i wiek.



Nazwa	Nr kat.
Inklinometr do fałdu skórniego	08-040101

pulsoksymetry MD CE

Pulsoksymetr to bardzo ważne i powszechnie stosowane urządzenie służące do pomiaru nasycenia krwi tlenem (SpO_2) oraz tętna pacjenta. Jako kompaktowe, niezawodne i trwałe urządzenie monitorujące, pulsoksymetr napalcowy znacząco poprawia jakość opieki nad pacjentem.

Pulsoksymetr dla dzieci

Przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Cechy:

- Ładowany przez kabel USB
- Dwukolorowy ekran OLED wyświetla: SpO_2 , tętno (PR), słupek pulsu oraz krzywą tętna
- Wyświetlacz obrotowy w 4 kierunkach i 6 trybach dla wygodnego odczytu
- Ustawiany zakres alarmowy dla SpO_2 i tętna
- Menu funkcji (m.in. dźwięk sygnału)
- Bateria litowa, automatyczne wyłączenie
- Funkcja grawitacyjna – automatyczna rotacja ekranu



Pulsoksymetr dla dorosłych

Cechy:

- Dwukolorowy ekran OLED wyświetla: SpO_2 , tętno (PR), słupek pulsu i krzywą tętna
- Zakres pomiaru SpO_2 : 70%–99% / Dokładność: $\pm 2\%$ w zakresie 80%–99%
- Zakres pomiaru tętna (PR): 30–240 BPM / Dokładność: ± 1 BPM lub $\pm 1\%$ (zależnie od większej wartości)
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- 6 trybów wyświetlania, regulowana jasność
- Automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: baterie alkaliczne AAA



Nazwa	Nr kat.
Pulsoksymetr dla dorosłych	08-070201
Pulsoksymetr dla dzieci	08-070202

dynamometr hydrauliczny ręczny



Hydrauliczny dynamometr ręczny zapewnia dokładny pomiar siły chwytu, przy czym użytkownik nie odczuwa ruchu uchwytu podczas badania. Regulowany uchwyt posiada 5 pozycji, co pozwala dopasować urządzenie do każdego rozmiaru dłoni. Wskaźnik pozostaje na maksymalnym wyniku pacjenta, dopóki nie zostanie zresetowany. Skala pomiarowa jest podana zarówno w kilogramach, jak i funtach.

SPECYFIKACJA:

- zakres: 0 - 90 kg (200 lb)
- Dostarczany w solidnej, twardej walizce transportowej.

Nazwa	Nr kat.
Dynamometr hydrauliczny do pomiaru siły ręki	08-010101



3-częściowy zestaw dynamometrów

Przenośna, twarda walizka zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do oceny siły i zakresu ruchu dłoni oraz palców.

SPECYFIKACJA:

- Zawiera: hydrauliczny dynamometr ręczny
- Zawiera: hydrauliczny miernik siły chwytu szczypcowego
- Zawiera: stalowy goniometr palców 15 cm – 180°, skala co 5°

Nazwa	Nr kat.
3-częściowy zestaw dynamometrów do oceny ręki	08-010101



7-częściowy zestaw dynamometrów

Ten 7-częściowy zestaw do oceny ręki to kompletny zestaw narzędzi służących do oceny siły oraz zakresu ruchu dłoni i palców.

SPECYFIKACJA:

- Hydrauliczny dynamometr ręczny
- Hydrauliczny miernik siły chwytu szczypcowego (pinch gauge)
- Stalowy goniometr do palców 15 cm – 180° co 5°
- Dwupunktowy dyskryminator z trzecim punktem
- Kółko Wartenberga
- Miernik palców
- Miernik funkcjonalnego ruchu palców

Nazwa	Nr kat.
7-częściowy zestaw dynamometrów do oceny ręki	08-010101



dynamometr cyfrowy DHD-1

Zaprojektowany do precyzyjnych pomiarów siły chwytu. Ten dynamometr ręczny wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD oraz elektroniczny system zerowania. Umożliwia zapis do 40 wyników testów w pamięci. Zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion polymer), a dane nie są tracone podczas wymiany baterii. Oprogramowanie Data Transfer Software (DTS) umożliwia przesyłanie wyników testów do plików .txt, które można łatwo otworzyć w Notatniku lub MS Word, a następnie edytować i drukować.

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 90 kg (200 lb)
- Dostarczany w solidnej walizce transportowej

Zawiera:

- Cyfrowy dynamometr ręczny
- Oprogramowanie DTS
- Kabel USB



Nazwa	Nr kat.
SaeHan Cyfrowy dynamometr ręczny z oprogramowaniem do transferu danych – DHD-1	08-010201

dynamometr cyfrowy DHD-3

Model DHD-3 Digital Hand Dynamometer (SH1003) oferuje te same funkcje co DHD-1, gdy używany jest jako urządzenie samodzielne, lecz dodatkowo umożliwia automatyczne testy szybkiej wymiany chwytu (Rapid Exchange Grip Testing). W trybie Auto Mode można skonfigurować do 10 testów siły dla każdej dłoni, a także czas przeznaczony na zmianę dłoni, co w pełni automatyzuje procedurę testową.

Oprogramowanie Grip Strength Testing and Research (G-STAR™) to łatwe w obsłudze narzędzie służące do automatyzacji testów siły i wytrzymałości chwytu, zarówno w środowisku klinicznym, jak i badawczym. Wszystkie dane pacjentów oraz wyniki testów są zapisywane w bazie danych Microsoft Access.

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 90 kg (200 lb)
- Dostarczany w solidnej walizce transportowej
- Minimalne wymagania systemowe oraz port USB

Nazwa	Nr kat.
SaeHan Cyfrowy dynamometr ręczny z oprogramowaniem G-STAR™ – DHD-3	08-010202



dynamometr ściskowy

Dynamometr ściskowy z gruszką to niedrogie i niezawodne urządzenie do pomiaru siły dłoni i palców. Posiada zegar pomiarowy, który pozostaje na maksymalnej wartości aż do momentu jego resetowania. Skala wyskalowana jest w funtach (lb) oraz kilogramach (kg).

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 70 kg (150 lb)
- Dostarczany w praktycznym miękkim etui

Nazwa	Nr kat.
SaeHan Dynamometr ściskowy	08-010301



dynamometr ręczny smedley


MD **CE**

Sprężynowy dynamometr Smedley od wielu lat jest z powodzeniem wykorzystywany do pomiaru siły uścisku dłoni. Ergonomiczny uchwyt można regulować, aby dopasować go do każdego rozmiaru dłoni. Urządzenie jest wyskalowane w kilogramach oraz funtach, co zapewnia precyzyjny i wygodny odczyt wyników.

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 100 kg (220 lb)
- Dostarczany w praktycznym miękkim etui

Nazwa	Nr kat.
SaeHan Dynamometr ręczny Smedley	08-010401



dynamometr siły mięśni


MD **CE**

Ten dynamometr służy do pomiaru siły mięśni pleców, nóg oraz klatki piersiowej. Solidna podstawa zapewnia stabilne oparcie dla stóp podczas wykonywania pomiaru. Regulowana długość łańcucha umożliwia dopasowanie urządzenia do wzrostu użytkownika lub zmiany punktu przyłożenia siły. Wskazania prezentowane są zarówno w kilogramach, jak i funtach, a wskaźnik maksymalnej wartości pozostaje na najwyższym wyniku do momentu jego resetowania.

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 300 kg (660 lb)
- Dostarczany w pełni zmontowany
- W zestawie: łańcuch o długości 1,5 m

Nazwa	Nr kat.
SaeHan Dynamometr do pomiaru siły pleców, nóg i klatki piersiowej	08-010601



dynamometr ściskowy kciuka

MD **CE**

mechaniczny

Służy do testowania siły dłoni, poprzez pomiar siły chwytu opuszkowego, bocznego oraz chwytu dłoniowego. Wykonany z trwałej, malowanej stali nierdzewnej, zachowuje swoje właściwości mechaniczne przez długi czas. Może być stosowany jako narzędzie diagnostyczne lub do monitorowania postępów rehabilitacji.

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 20 kg (45 lb)



Nazwa	Nr kat.
SaeHan Dynamometr mechaniczny	08-020102

hydrauliczny

Wykorzystuje ulepszony system hydrauliczny znany z dynamometru do pomiaru siły dłoni, co zapewnia wygodę użytkowania, niezawodność, dokładność pomiaru oraz powtarzalność wyników. Dzięki temu uzyskuje się bardziej precyzyjne rezultaty we wszystkich testach siły ścisku.

SPECYFIKACJA:

- Zakres pomiaru: 0 – 20 kg (45 lb)



Nazwa	Nr kat.
SaeHan Dynamometr hydrauliczny	08-020101

Pomoce do codziennego użytku



UpCup

UpCup to innowacyjny kubek do picia zaprojektowany specjalnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób z osłabioną siłą mięśni, koordynacją lub połykaniem, a także osób, które mają trudności z samodzielnym piciem. Kubek ma stabilną podstawę oraz wygodne uchwyty pozwalające poczuć się pewniej osobom mającym trudności z chwytaniem lub połykaniem napojów. W ten sposób UpCup pomaga użytkownikom odzyskać niezależność, jednocześnie ułatwiając codzienne czynności.

UpCup rozwiązuje typowe problemy występujące w wielu istniejących kubkach do picia, takie jak trudności z chwytaniem, nadmierne przechylanie, trudne do czyszczenia powierzchnie, niestabilne podstawy, słaba izolacja oraz częste rozlewanie lub przeciekanie. Oprócz funkcjonalności, UpCup jest stylowy, trwały i nadaje się do mycia w zmywarce, oferując zarówno praktyczność, jak i łatwość czyszczenia.



ZALETY:

- **Ergonomiczny**, szeroki, antypoślizgowy uchwyt z bocznymi wyżłobieniami zwiększającymi komfort użytkowania,
- Wygodne **uchwyty**
- Konstrukcja z **podwójnymi ściankami**, przydatna podczas trzymania gorących napojów
- Krawędź w kształcie tulipana z dużym otworem zapewnia **picie bez rozlewania**
- Stożkowe wnętrze wzmacnia posmak i zmniejsza potrzebę przechylania podczas picia
- **Szeroka podstawa** zapewnia stabilność
- Kompaktowa konstrukcja

Zaprojektowano we współpracy z terapeutami zajęciowymi, logopedami, specjalistami rehabilitacji oraz szpitalami i domami opieki, UpCup został gruntownie przetestowany pod kątem optymalizacji chwytu, użyteczności i ergonomii.

SPECYFIKACJA:

- Wielkość: 100 x 76 x 145 mm
- Waga: 124 g
- Pojemność: 200 ml, oznaczenie co 50 ml
- Krawędź do picia: 84 mm
- Odległość uchwytu: 58 mm



Nazwa	Nr kat.
Kubek UpCup	15-50101

Beat It

Beat It to innowacyjne narzędzie, zaprojektowane specjalnie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, czasowymi lub trwałymi urazami. To wielofunkcyjny zacisk, który pozwala łatwo zabezpieczyć różne przedmioty, takie jak kubki, puszki, stoiki, butelki i pojemniki na napoje wszelkiego rodzaju. Koniec z niestabilnością i przewracaniem się przedmiotów!

Jak to działa?

Beat It to poręczny zacisk z mechanizmem przesuwnym, który pozwala zabezpieczyć wszystko, co zmieści się między nim. Umieść przedmiot, który chcesz zabezpieczyć, między dwoma trójkątnymi elementami. Przesuń dźwignię w kierunku przedmiotu i zablokuj ją, naciskając ją w dół. Ten prosty mechanizm zapewnia użytkownikom większą autonomię i łatwość w codziennych czynnościach. Solidna konstrukcja i prosta funkcjonalność sprawiają, że jest to praktyczne i skuteczne narzędzie.

SPECYFIKACJA:

- Wielkość: 22 x 11,5 x 7 cm (bez zacisku stołowego)
- Waga: 247 g (bez zacisku stołowego)




Krok 1: odblokuj blokadę



Krok 1: przesunąć uchwyt do pożądanej wielkości



Krok 1: umieść przedmiot, zablokuj blokadę



Nazwa	Nr kat.
Uchwyt Beat It	15-50102

Produkt jest wyposażony w poręczny zacisk stołowy, który można umieścić z boku i przymocować Beat It do stołu.

Theomatic®

Theomatik® to innowacyjne narzędzie, które pomaga osobom poruszającym tylko jedną ręką w samodzielnym jedzeniu, zarówno w domu, jak i w podróży. Umożliwienie im jedzenia bez pomocy zwiększa ich niezależność i poczucie własnej wartości, czyniąc ten proces łatwiejszym i przyjemniejszym.

Produkt został zaprojektowany z myślą o ergonomii, stymulując małą motorykę, co jest kluczowe dla osób starszych i osób w trakcie rehabilitacji. Jego walory dotykowe i sensoryczne są istotne, a pomarańczowy kolor został wybrany ze względu na wsparcie wizualne dla osób z dysfunkcją wzroku lub demencją.

Theomatik® nie tylko przywraca niezależność i poczucie godności, ale również zmniejsza obciążenie opiekunów, pozwalając im skupić się na innych zadaniach.


Wspomagające talerze obiadowe Theomatik® zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o łatwym układaniu w stosy, z naciskiem na optymalne wykorzystanie przestrzeni, co jest istotne dla placówek opiekuńczych tj. szpitale, hospicja czy domy opieki.

Talerze posiadają również stożkowe otwory, przeznaczone do przechowywania słoików lub opakowań o średnicy od 20 do 70 mm.




SPECYFIKACJA:

- Wielkość: 36,5 x 18,8 x 3 cm
- Waga: 900 g
- Mycie w zmywarce
- Materiał: polipropylen, TPE, stal nierdzewna
- BPA - free



Nazwa	Nr kat.
Theomatic®	15-50103



StayPut® - mata antypoślizgowa

Poślizgnięcia i upadki to częste wypadki, które mogą prowadzić do różnych obrażeń, od drobnych siniaków po poważne urazy, takie jak złamania. Jednak ryzyko wystąpienia tych incydentów można ograniczyć dzięki StayPut®, materiałowi antypoślizgowemu, który zapewnia lepszą stabilność i przyczepność w różnych warunkach.

Ten wszechstronny, antypoślizgowy materiał zapewnia przyczepność po obu stronach, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia bezpieczniejszych środowisk w domu, w miejscach pracy i placówkach opieki zdrowotnej. Zapobiega toczeniu się, poślizgom i przesuwaniu, dzięki czemu doskonale nadaje się do utrzymywania stabilności przedmiotów i poprawy bezpieczeństwa. StayPut® charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, pewnie trzymając przedmioty na płaskich lub nierównych powierzchniach, w tym narażonych na przewrócenie lub ruch. Jego gumowana, trwała faktura zwiększa stabilność podczas chodzenia lub stania. Materiał jest nietoksyczny i spełnia normy bezpieczeństwa CA Prop 65 i Reach.

SPECYFIKACJA:

- Dostępny w 4 wielkościach
- Wielokrotnego użytku: można je czyścić wodą z mydłem (nadają się do mikrofalówki i zmywarki)
- Elastyczny materiał
- Możliwość przycięcia do dowolnego kształtu
- Roki o długości 925 cm dostarczane są w pudełku z wygodnym dozownikiem



ZASTOSOWANIE:

- Wyściełanie szuflad, półek, tac lub szafek, aby zapobiec przesuwaniu się przedmiotów
- Do stosowania pod poduszkami, krzesłami lub matami, aby poprawić przyczepność i stabilność
- Poprawia chwyt łasek, chodzików, przyborów codziennego użytku i sztućców
- Utrzymuje przedmioty na powierzchniach nierównych lub narażonych na przewrócenie lub ruch



Nazwa	Wielkość	Nr kat.
StayPut® - mata antypoślizgowa	20 x 180 cm	15-010101
StayPut® - mata antypoślizgowa	20 x 925 cm	15-010102
StayPut® - mata antypoślizgowa	40 x 180 cm	15-010201
StayPut® - mata antypoślizgowa	40 x 925 cm	15-010202



Ortopedia

orteza kciuka N1

Graphite N1 to krótka, obustronna orteza kciuka. Orteza wykonana jest z elastycznego lateksowo-bawełnianego materiału. Pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym orteza posiada plastikowe wzmocnienie, które utrzymuje kciuk w pozycji odwiedzenia. Od strony zewnętrznej kciuka N1 posiada odpinane usztywnienie w formie plastikowej aluminiowej szyny, która pozwala na dopasowanie ortezy do dłoni pacjenta.

Elastyczny pasek wokół nadgarstka zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilizację, a system zapieć Velcro Quality zapobiega odpinaniu się ortezy.

Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja kciuka
- zmiany więzadłowe i stawowe
- zwknięcie więzadła pobocznego łokciowego kciuka.
- unieruchomienie po zdjęciu opatrunku gipsowego.
- zmiany zwyrodnieniowe i niestabilność w obrębie kciuka



Rozmiar	Długość ortezy	Obwód śródreżca
S	10 cm	< 18 cm
M	10 cm	< 21 cm
L	11 cm	< 25 cm

orteza nadgarstka PM5

Graphite PM5 to krótka, uniwersalna orteza na dłoń i nadgarstek. Orteza wykonana jest z elastycznego lateksowo-bawełnianego materiału. Od strony dłoniowej PM5 posiada delikatne usztywnienie w formie plastikowej aluminiowej szyny, która pozwala na dopasowanie ortezy do dłoni pacjenta. Elastyczny pasek wokół nadgarstka zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilizację, a system zapieć Velcro Quality zapobiega odpinaniu się ortezy.



Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja nadgarstka i ręki
- zmiany więzadłowe i stawowe
- tendinopatie
- neuropatie z uwzględnieniem zespołu cieśni nadgarstka
- unieruchomienie po zdjęciu opatrunku gipsowego.

Rozmiar	Obwód nadgarstka
I - dziecięca	< 12 cm
II - dla dorosłych	> 12 cm

orteza nadgarstka PM1

Graphite PM1 to orteza wykonana z komfortowej piankowej tkaniny pokrytej miękką wyściółką bawełnianą, zapinana na dwie szerokie rzepy Velcro. Wyposażona w aluminiową szynę grzbietową i dłoniową. W zestawie dostarczana jest również szyna plastikowa, która pozwoli nam na progresywne zmniejszanie unieruchomienia. W celu unieruchomienia nadgarstka stosujemy szynę metalową, którą w procesie rehabilitacji można zamienić na szynę plastikową lub zupełnie ją usunąć. Orteza jest obustronna i **może być używana zarówno na prawą jak i lewą rękę**. Wystarczy zamienić szynę grzbietową z dłoniową i orteza z wersji prawostronnej staje się ortezą lewostronną.

Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja nadgarstka i ręki,
- w zespołach przeciążeniowych,
- stanach zapalnych,
- tendinopatia,
- neuropatie z uwzględnieniem zespołu cieśni nadgarstka,
- unieruchomienie po zdjęciu opatrunku gipsowego,
- w procesie rehabilitacji.

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	11 - 14 cm
M	14 - 17 cm
L	17 - 21 cm



orteza nadgarstka i kciuka PP1

Graphite PP1 to orteza nadgarstka i kciuka wykonana z komfortowej piankowej tkaniny pokrytej miękką wyściółką bawełnianą, zapinana na dwie szerokie rzepy Velcro. Wyposażona w aluminiową szynę grzbietową i dłoniową oraz wzmocnienie kciuka.

Orteza jest obustronna i może być używana zarówno na prawą jak i lewą rękę. Wystarczy zamienić szynę grzbietową z dłoniową i orteza z wersji prawostronnej staje się ortezą lewostronną.

Zastosowanie:

- pourazowa stabilizacja nadgarstka, ręki i kciuka,
- stabilizacja przed i pooperacyjna,
- w zespołach przeciążeniowych,
- stany zapalne,
- tendinopatia,
- neuropatie z uwzględnieniem zespołu cieśni nadgarstka,
- unieruchomienie po zdjęciu opatrunku gipsowego,
- w procesie rehabilitacji.

Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	11 - 14 cm
M	14 - 17 cm
L	17 - 21 cm



graphite ortezy stawu skokowego CH DUO

CH DUO 2 zapięcia

W ortezie Graphite CH DUO stabilizację zapewniają dwie sztywne łuski wyścielone miękkimi poduszkami. Komfortowe poduszki wykonane są z podwójnej pianki. Pianka o wysokiej gęstości zapewnia trwałość i stabilizację, a pianka o niższej gęstości dopasowuje się do nogi pacjenta zapewniając wysoki komfort użytkowania ortezy.

Zastosowanie:

- skręcenie i zwichnięcia,
- niestabilność,
- rehabilitacja pooperacyjna.



CH DUO 3 zapięcia

W ortezie Graphite CH DUO stabilizację zapewniają dwie sztywne łuski wyścielone miękkimi poduszkami. Komfortowe poduszki wykonane są z podwójnej pianki. Pianka o wysokiej gęstości zapewnia trwałość i stabilizację, a pianka o niższej gęstości dopasowuje się do nogi pacjenta zapewniając wysoki komfort użytkowania ortezy. **Dodatkowy 3 pasek zapewnia większą stabilizację.**

Zastosowanie:

- skręcenie i zwichnięcia,
- niestabilność,
- rehabilitacja pooperacyjna.



CH DUO z paskiem strappingowym

W ortezie Graphite CH DUO stabilizację zapewniają dwie sztywne łuski wyścielone miękkimi poduszkami. Komfortowe poduszki wykonane są z podwójnej pianki. Pianka o wysokiej gęstości zapewnia trwałość i stabilizację, a pianka o niższej gęstości dopasowuje się do nogi pacjenta zapewniając wysoki komfort użytkowania ortezy. **Pasek strappingowy zapewnia prawidłowe ułożenie stopy.**

Zastosowanie:

- skręcenie i zwichnięcia,
- niestabilność,
- rehabilitacja pooperacyjna.



kamizelki ortopedyczne

graphite kamizelka ortopedyczna H7

Kamizelka ortopedyczna wykonana z przewiewnego materiału zapewniającego stabilizację i unieruchomienie barku. Uniwersalna na prawą i lewą kończynę. Orteza na bark i ramię H7 łączy w sobie wysoką jakość francuskiego produktu z atrakcyjną ceną.



Zastosowanie:

- po zabiegach chirurgicznych obręczy barkowej i kończyny górnej,
- nieoperacyjne leczenie złamań i zwichnięć,
- nadwyrężenie ścięgien i więzadeł,
- złamanie głowy kości ramiennej, obojczyka
- **orteza jest obustronna i może być używana zarówno na prawy jak i lewy bark.**

graphite kamizelka ortopedyczna H7 - wentylowana

Kamizelka ortopedyczna wykonana z dwóch rodzajów materiałów. Z przodu zastosowano materiał zapewniający bardzo dobrą stabilizację i unieruchomienie barku. **Na plecach zastosowano mocny materiał w postaci siatki**, która zapewnia przewiewność oraz znacznie zwiększa komfort noszenia kamizelki podczas letnich upałów. Orteza łączy w sobie wysoką jakość francuskiego produktu z atrakcyjną ceną.



Rozmiar	Obwód klatki piersiowej
XS	< 70 cm
S	70 - 85 cm
M	85 - 95 cm
L	95 - 110 cm
XL	110 - 130 cm
XXL	130 - 150 cm

orteza obojczyka C8R

Orteza obojczyka Graphite C8R wykonana z miękkiego i elastycznego materiału wysokiej jakości. Posiada czterostopniową regulację, dzięki czemu bez problemu można ją dopasować do pacjenta. Pasy nadobojczykowe i podobojczykowe dla zwiększenia komfortu pacjenta wyłożone są miękkimi gąbkami. Orteza pełni również funkcję prostotrzymacza.

Zastosowanie:

- unieruchomienie po złamaniach i pęknięciach obojczyka
- po zabiegach chirurgicznych
- w celu zachowania prawidłowej postawy ciała

Rozmiar	Szerokość barków
I - dla dorosłych	40 - 60 cm
II - dla dzieci	25 - 40 cm



graphite pas lędźwiowy CSL

Odczuwasz ból kręgosłupa? Potrzebujesz odciążenia podczas pracy? Pas CSL z pełną skutecznością pomoże Ci pozbyć się dolegliwości. Wysokiej jakości pas lędźwiowy CSL francuskiego producenta Graphite.

- Pas posiada wbudowane stalki, które spełniają swoje zadanie odciążając i stabilizując odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. Dzięki zastosowaniu pasów dociągowych zapinanych na rzep można bez problemu dopasować pas do swojej sylwetki.
- Pas został wykonany z wysokiej jakości elastycznych, a przede wszystkich przewiewnych tkanin.
- Pas lędźwiowy CSL jako jeden z nielicznych produktów dostępnych na rynku posiada funkcję ogrzewającą poprzez zastosowanie odpinanej wkładki grzewczej.
- Wysokość pasa to 26 cm.



Rozmiar	Obwód pasa
XS	60 - 70 cm
S	70 - 80 cm
M	80 - 95 cm
L	95 - 110 cm
XL	110 - 125 cm
XXL	125 - 140 cm



TOT Collar™

TOT Collar™ to kołnierz ortopedyczny przeznaczony do zachowawczego leczenia niemowląt z wrodzonym mięśniowym kręcem szyi. Zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać bodźców dotykowych stymulujących boczne kości czaszki, po chorej stronie. Dzięki stymulacji dziecko ustawia głowę w prawidłowej, centralnej pozycji. Proces przystosowania do nowego, prawidłowego ustawienia głowy daje możliwości do zmiany czucia horyzontalnego, co w konsekwencji pozwala na utrzymanie głowy w pozycji centralnej.

Korzyści dla pacjenta:

- przewiewny i wygodny,
- łatwy w zakładaniu,
- dyskretny wygląd,
- łatwy w utrzymaniu czystości (mycie wodą z mydłem)
- możliwość dostosowania do potrzeb pacjenta.

Korzyści dla terapeuty:

- łatwy w dopasowaniu,
- łatwa i szybka regulacja poprzez zastosowanie wymiennych rurek,
- możliwość zastosowania rurek o różnej wysokości w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do pacjenta,
- wszystkie części kołnierza są wymienne.

Rozmiar	Dla dzieci
TOT 01	od 4 miesiąca do 10 roku życia
TOT 02	od 10 roku życia



headmaster Collar™

The Headmaster Support™ jest kołnierzem ortopedycznym, który zapewnia najlepszą stabilizację głowy. Ten innowacyjny kołnierz łączy w sobie wyjątkową stabilizację z subtelnym wyglądem! Lekki i przewiewny kołnierz pokryty jest miękkim materiałem, który można prać. Używając jedynie rąk, łatwo i szybko dopasujemy go do indywidualnego kształtu podbródka pacjenta.

Korzyści dla pacjenta:

- przewiewny, komfortowy,
- nie zatrzymuje ciepła,
- łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu,
- dyskretny wygląd,
- wybór kolorów,
- łatwy w utrzymaniu czystości,
- mocna stabilizacja głowy.

Korzyści dla terapeuty:

- łatwe dopasowanie poprzez ręczne dogięcie kołnierza,
- możliwość stosowania z rurką tracheostomijną,
- dostępne akcesoria zmieniające funkcje,
- wszystkie części kołnierza są wymienne,
- wybór kolorów.

Rozmiar	Długość żuchwy (a)
Noworodek	6,5 cm
Dziecko	7,5 cm
Junior	9 cm
Mały (S)	10 cm
Średni (M)	11,5 cm
Duży (L)	13 cm



A young child with dark hair is smiling and reaching out to touch a yellow ball in a large pit filled with many colorful balls (red, yellow, green, blue). The child is wearing a dark sleeveless top. The background is a dense field of these colorful balls.

Ortezy kompresyjne SPIO

ortezy Hylton by SPIO

Stosowanie ortez kompresyjnych SPIO wspomaga stabilizację tułowia i koordynację ruchów. Poprzez wywieranie nacisku znacznie poprawia się czucie głębokie, a co za tym idzie zwiększa się świadomość pozycji ciała.

Ortezy kompresyjne SPIO wspierają terapię dzieci z:

- obniżonym napięciem mięśniowym
- mózgowym porażeniem dziecięcym
- zespołami genetycznymi np. Downa, Retta
- chorobami nerwowo-mięśniowymi
- zaburzeniami integracji sensorycznej
- spektrum autyzmu


orteza tułowia UBO - koszulka

Przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, które potrzebują dodatkowej stymulacji czuciowej. Występuje w wersji bez rękawów, z krótkim i długim rękawem.



Koszulka bez rękawów to:

- **komfort w upalne dni** z jednoczesną symulacją tułowia
- łatwe zakładanie
- brak zamka błyskawicznego - akceptowane przez dzieci wysoko wrażliwe
- brak silikonowego paska - rozwiązanie dla dzieci uczulonych na silikon



SPECYFIKACJA



- Bez rękawów, krótki lub długi rękaw

orteza kończyn dolnych LBO

Wspomaga czucie głębokie dolnej połowy ciała, najczęściej stosujemy u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

SPECYFIKACJA

- Długie lub krótkie nogawki



orteza ramienia AO

Wspomaga kontrolę motoryczną, zwiększa świadomość i czucie głębokie.



orteza ręki WHO

Dostymulowuje obszar ręki, wspomaga odwiedzenie i otwarcie kciuka.



kamizelka TLSO

Znajduje zastosowanie u największej liczby pacjentów. Wykonana jest z podwójnej warstwy lycry i miękkiego tyłu neoprenowego. U pacjentów z obniżonym napięciem tułowia wspomaga stabilizację centralną. Zastosowanie kamizelki wpływa na normalizację napięcia w kończynach górnych i dolnych dzięki czemu poprawia się koordynacja i równowaga pacjenta.



kamizelka TLSO z X panelem

Wykorzystywana jest do korekcji ustawienia miednicy i krzywizn kręgosłupa. Zawiera dwa, **indywidualnie modelowane panele** grzbietowe w kształcie X. Zastosowanie panelu koryguje pozycję ciała, natomiast kompresja przedniej części ortezy pozwala pacjentowi odczuć i zapamiętać wprowadzoną korekcję.


Panele wykonane są z tworzywa termoplastycznego, które staje się plastyczne pod wpływem ciepła, co daje możliwość łatwego ich wymodelowania przez specjalistę.



kamizelka TLSO z T panelem

Tylny panel termoplastyczny T przeznaczony jest dla pacjentów, którzy potrzebują wsparcia w kontroli tułowia. Sztywna konstrukcja zapewnia odpowiednie podparcie w okolicy talerzy biodrowych oraz stabilizuje tułów. Ułatwia to utrzymanie przez dziecko pozycji siedzącej, a co za tym idzie wykonywanie ćwiczeń i aktywności dnia codziennego.

Panele wykonane są z tworzywa termoplastycznego, które staje się plastyczne pod wpływem ciepła, co daje możliwość łatwego ich wymodelowania przez specjalistę.





Zaopatrzenie indywidualne

pracownia indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego



Naszą pracownię indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego tworzy zespół doświadczonych specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań, aby powstające u nas zaopatrzenie było praktyczne, nowoczesne, wygodne oraz atrakcyjne wizualnie.

Przedmioty, które pozostawiają w naszej pracowni są wykonywane ręcznie, a co za tym idzie są idealnie dopasowane do potrzeb i wymagań naszych klientów oraz specjalistów zlecających zaopatrzenie.

specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu

wkładek
ortopedycznych

ortez
AFO, DAFO,
GRAFO

ortez
kończyn górnych i
dolnych

indywidualne wkładki ortopedyczne

ZALETY indywidualnych wkładek ortopedycznych

- indywidualny projekt na podstawie szczegółowego badania stóp na podoskanerze i podobioroskopie
- dopasowanie wkładki do każdej stopy osobno,
- korekcje indywidualnego kształtu i wielkości,
- zapobieganie odciskom poprzez stosowanie materiałów odciążających
- stabilizacja pięty
- korekcja długości kończyn



Chciałbyś zostać naszym klasyfikatorem? Zadzwoń 61 835 32 86



ortezy kończyn dolnych

Ortezy są rodzajem zaopatrzenia ortopedycznego, które stosujemy aby wspomóc układ mięśniowo - szkieletowy oraz nerwowy w prawidłowym funkcjonowaniu. Ortezy wykonywane przez nas z wysokotemperaturowych tworzyw termoplastycznych nazwaliśmy Ortozaurami, aby te lubiane przez dzieci zwierzęki ułatwiły akceptację zaopatrzenia ortopedycznego. Nie ma jednych, idealnych ortez dla wszystkich, różnią się od siebie tak jak różnią się nasi Pacjenci. Bardzo istotne w procesie „ortezowania” jest badanie Pacjenta wraz z obszernym wywiadem i oceną funkcjonowania dziecka.



Dlaczego warto wybrać Ortozaury?

- Ortozaury opracowało grono specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonywaniu indywidualnych ortez.
- Pomagamy rodzicom lub opiekunom w załatwieniu formalności i dofinansowania.
- Używamy do produkcji nowoczesnych materiałów, które doskonale odwzorowują anatomię kończyn dolnych Pacjenta.
- Każdemu proponujemy możliwość personalizacji ortez, mamy szeroki wybór wzorów i przyjaznych dla dziecka kolorów.
- Nasze ortezy są w 100% produkowane w Polsce.
- Ortozaury są starannie wykończone, co wpływa na komfort i wygodę użytkowania.
- Ortezy pakujemy w wygodny worko/plecak.
- Udzielamy bezpłatnych konsultacji po zakupie.
- Zapewniamy wszystkim naszym Klientom przyjazny i szybki serwis, obsługę sprzedażową i posprzedażową.

przykłady naszych Ortozaurów



AFUŚ
statyczny



DAFUŚ



AFUŚ
dynamiczny



GRAFUŚ



ortezy z tworzyw ORFIT



Jako wyłączny dystrybutor w Polsce renomowanego producenta tworzyw termoplastycznych Orfit Industries, wykonujemy w naszej pracowni ortezy, które z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjny opatrunek gipsowy. Bazując na naszym ponad 30 letnim doświadczeniu ortezy wykonujemy bezpośrednio na ciele pacjenta co zapewnia ich idealne dopasowanie i wysoki komfort użytkowania.

Różnorodność i uniwersalność tworzyw pozwala na idealne dopasowanie zaopatrzenia do potrzeb pacjenta.

Wyroby, które powstają w naszej pracowni są wykonywane ręcznie, a co za tym idzie są idealnie dopasowane do potrzeb pacjenta i wymagań klientów oraz lekarzy zlecających zaopatrzenie. Z powodzeniem zastępują opatrunek gipsowy dając pacjentowi możliwość normalnego funkcjonowania oraz aktywności fizycznych, np. kąpiel w basenie.

wykonujemy

- ortezy dynamiczne kończyny górnej,
- unieruchomienia kończyn górnych po urazach i operacjach,
- ortezy ulnaryzacyjne,
- małe unieruchomienia, np. aparaty Stack'a,
- ortezy stabilizujące nędartek
- aparaty na halluxy
- małe unieruchomienia z taśmy Orficast
- indywidualne uchwyty z granulatu Allfit
- i wiele innych



ZALETY

- idealne dopasowanie ortezy do ciała pacjenta,
- szybkie wykonanie unieruchomienia,
- 100% pamięci materiału - możliwość prze-modelowania ortezy,
- niska waga ortezy,
- możliwość mycia i kąpania się.



Chciałbyś nauczyć się wykonywania ortez? Zadzwoń 61 835 32 86



Tworzywa termoplastyczne

tworzywa niskotemperaturowe

Wysokiej jakości tworzywa termoplastyczne Orfit pomagają w tworzeniu skutecznego i komfortowego zaopatrzenia ortopedycznego, niezależnie od stopnia skomplikowania. **Szeroka gama produktów** pozwala na wykonanie ortez, które spełniają potrzeby zarówno pacjenta jak i specjalistów. **Niska temperatura aktywacji** (65°C) daje możliwość modelowania ortozy bezpośrednio na ciele pacjenta. **100% pamięci** tworzywa umożliwia jego całkowite lub punktowe przemodelowanie. Tworzywa dostępne są w wielu kolorach, grubościach i stopniach perforacji.

Allfit™ - granulat termoplastyczny

Allfit to praktyczny wszechstronny granulat termoplastyczny, przeznaczony do drobnych adaptacji i uzupełnień. Idealny do personalizacji przyborów codziennego użytku tj. długopisy, sztucce czy przybory toaletowe. Dzięki szybkiej aktywacji i mocnej przyczepności idealnie nadaje się do natychmiastowej personalizacji zarówno w warunkach domowych jak i w gabinecie specjalisty. Niezależnie od tego czy adaptujesz przybór, czy ulepszasz ortezę, Allfit to niezbędny materiał w pracy klinicznej. Dostępny w opakowaniach po 500 gram.



Orficast® - bandaż termoplastyczny

To wyjątkowe połączenie tworzywa termoplastycznego i tkaniny pozwala na szybkie wykonanie zaopatrzenia w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Materiały Orficast pozwalają na owijanie i modelowanie unieruchomienia bezpośrednio na ciele pacjenta w taki sposób jak używa się tradycyjnego bandaża. Ich elastyczna struktura zapewnia wyjątkowy komfort, precyzyjne i łatwe dopasowanie, co czyni je doskonałym wyborem w przypadku pracy z dziećmi, noworodkami lub pacjentami z delikatną lub artretyczną skórą. Dostępne w kilku grubościach, szerokościach i kolorach umożliwiają wykonanie zróżnicowanego zaopatrzenia ortopedycznego. Orficast i Orficast More są w 100% biodegradowalne w kontrolowanych warunkach kompostowania, co wspiera bardziej zrównoważone podejście do terapii ręki.



Dynasyst® - szynowanie dynamiczne

Orfit Dynasyst to wszechstronny, modułowy system zaprojektowany w celu uproszczenia produkcji ortez dynamicznych i statycznych ortez progresywnych. Idealny po zabiegach operacyjnych oraz podczas procesu rehabilitacji w odzyskiwaniu pełnego zakresu ruchu. Różnorodność dostępnych elementów umożliwia zaprojektowanie i wykonanie zarówno prostych jak i bardzo skomplikowanych ortez.



Pobierz katalog tworzyw termoplastycznych





tworzywa wysokotemperaturowe Orfitrans

Wysokotemperaturowe tworzywa termoplastyczne Orfitrans wyznaczają nowy standard w produkcji lejów protetycznych i wkładek ortopedycznych. Dzięki swoim właściwościom (m.in. miękkość, elastyczność i niska kurczliwość) po podgrzaniu umożliwiają wygodne formowanie, optymalnie dopasowują się do kończyny i nie powodują ucisku, zapewniając swobodę ruchu. Orfitrans mogą być wykorzystywane również do wykonania ortezy oraz łusek na kończyny górne i dolne.

Dostępne w arkuszach o różnej wielkości, grubości i sztywności, zapewniające możliwość wielokrotnego formowania.

Orfitrans Stiff

Żaden inny materiał nie dorównuje Orfitrans Stiff pod względem wydajności i jakości. Materiał jest praktycznie niezniszczalny, a jednocześnie łatwy w opracowaniu. Bardzo przyjemny w dotyku.

Rekomendowane zastosowanie:

- leje protetyczne



Orfitrans Excel

Lżejszy niż większość podobnych materiałów, co przekłada się na większy komfort pacjenta.

Rekomendowane zastosowanie:

- leje protetyczne, wkładki ortopedyczne
- ortezy kończyn dolnych i górnych.



Orfitrans Excel Soft

Wysoce elastyczny, bardzo stabilny produkt, który jest wyjątkowo miękki i gładki, zapewniając pacjentowi większy komfort.

Rekomendowane zastosowanie:

- leje protetyczne dla osób bardzo aktywnych



Orfitrans PETG

Przezroczystość materiału daje protetykowi pełną kontrolę podczas formowania tworzywa. Trwałość po opracowaniu oraz możliwość ponownego formowania sprawiają, że zastosowania kliniczne i modyfikacje są bezproblemowe.

Rekomendowane zastosowanie:

- leje protetyczne tymczasowe



Orfitrans Extra Soft Silicone

Wyjątkowo miękki, gładki materiał o najbardziej jedwabistej powierzchni spośród wszystkich produktów Orfitrans. Zapewnia to wyjątkowo wygodne dopasowanie oraz bardzo łatwe zakładanie i zdejmowanie protezy.

Rekomendowane zastosowanie:

- leje protetyczne dla bardzo aktywnych osób



Poznaj całą gamę
produktów Orfitrans



szkolenia

Zapraszamy na intensywne szkolenie z zakresu projektowania i tworzenia indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego z niskotemperaturowych tworzyw termoplastycznych Orfit. Metoda ta pozwala na szybkie i stosunkowo tanie wykonanie zaopatrzenia, które jest idealnie dopasowane do aktualnych potrzeb pacjenta. W porównaniu do ortez gotowych jest zindywidualizowane, a co najważniejsze można je modyfikować w trakcie terapii dopasowując do aktualnych możliwości pacjenta, potrzeb fizjoterapeuty oraz lekarza prowadzącego. Szeroka gama tworzyw pozwala na wykonanie praktycznie każdego zaopatrzenia.

Szkolenie ukierunkowane jest na ćwiczenia praktyczne i pracę własną z tworzywem. Poznasz przykłady w jakich problemach ortopedycznych, traumatologicznych jak i neurologicznych możesz wykorzystać tworzywo termoplastyczne jako wsparcie procesu terapii. Uczestnicy, przez cały czas, pozostają pod okiem instruktora, wymieniają się poglądami i dyskutują na temat różnorodnych przypadków medycznych.

Dla kogo skierowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, trenerów sportowych, techników ortopedów, inżynierów biomedycznych, osoby pracujące na SOR, lekarzy ortopedów, chirurgów ręki, neurologów, weterynarzy, osoby pracujące w sklepach z zaopatrzeniem ortopedycznym oraz studentów kierunków medycznych.

Organizujemy warsztaty grupowe oraz indywidualne na poziomach:

- podstawowym
- średniozaawansowanym
- zaawansowanym
- tworzymy indywidualne programy szkoleniowe



Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu?

- Sprawdź aktualne terminy na stronie [www](http://www.stanley.poznan.pl) lub zadzwoń do nas 61 835 32 86



spis treści

3	Taśmy do ćwiczeń	48	Trening siłowy
4	taśmy do ćwiczeń	49	softmeds
5	tubingi do ćwiczeń	49	hantle
6	pętle do ćwiczeń	50	piłki lekarskie
7	ankleciesser	50	kettlebell
8	bar	51	obciążniki
8	akcesoria	51	obciążniki premium
9	pętle tubingowe	51	obciążniki z kciukiem
10	linki do ćwiczeń samowspomaganych		
12	Terapia ręki	52	Terapia zimnem i ciepłem
13	Flex - Ion	53	kompresy hot / cold
13	Digi - Flex	54	PearlPack
14	Digi - Extend	55	Roll-on pack
14	Handmaster Plus	55	Instant heat pack
15	Prohands VIA i PRO		
15	Power Web Flex - Grip	56	Artykuły pomiarowe
16	Power Web	57	młotki neurologiczne
17	ściskacze do rąk	58	goniometry plastikowe i metalowe
17	aparat do ćwiczeń nadgarstka	59	goniometry palcowe
18	piłki i jajka do ściskania	59	zestaw goniometrów
19	masa Comfort putty	59	kamertony
20	masa Theraflex	60	skoliometry
21	piasek terapeutyczny	60	inklinometr cyfrowy
		61	cyrkiel do fałdu skórno
22	Rotory do ćwiczeń	61	pulsoksymetry
23	Oxycycle 1	62	dynamometr hydrauliczny ręczny
23	Oxycycle 2	62	3-częściowy zestaw dynamometrów
24	Oxycycle 3+	62	7-częściowy zestaw dynamometrów
24	pedały i uchwyty	62	dynamometry cyfrowe
25	rotory mechaniczne	63	dynamometr ściśkowy
26	CuraMotion	64	dynamometr ręczny smedley
		64	dynamometr siły mięśni
		64	dynamometr ściśkowy kciuka
27	Wellness	65	Pomoce do codziennego użytku
28	pistolet do masażu	66	UpCup
29	rollery	67	Beat It
30	roller 3w1	68	Theomatic
31	IASTM narzędzia	69	StayPut - mata antypoślizgowa
32	Knobble II		
32	Jacknobber II	70	Ortopedia
32	Index Knobber II	71	orteza kciuka i nadgarstka
32	Palmassager	73	ortezy stawu skokowego
32	Backnobber II	74	kamizelki ortopedyczne
33	piłka, ringo i walek do masażu	75	orteza obojczyka C8R
33	kinesiologię tape	75	pas lędźwiowy CSL
33	sport tape	76	TOT Collar
34	poduszki do siedzenia	76	Headmaster Collar
35	poduszka powietrzna z wypustkami		
35	klin do siedzenia	77	Ortezy kompresyjne SPIO
36	walek do pilatesu	78	orteza tułowia UBO
36	Soft over ball	78	orteza kończyn dolnych LBO
37	pilates ring	78	orteza ramienia AO
37	grzybki dmuchane	78	orteza ręki WHO
37	joga	79	kamizelka TLSO
		79	kamizelka TLSO z X panelem
		79	kamizelka TLSO z T panelem
38	Fitness	80	Zaopatrzenia indywidualne
39	maty do ćwiczeń	81	indywidualne wkładki ortopedyczne
40	areobik step	82	ortezy kończyn dolnych Afuś, Dafuś, Grafuś
40	mambo max fabric elastic band	83	ortezy z tworzywa ORFIT
41	płyta balansowa		
41	płyty balansowe drewniane	84	Tworzywa termoplastyczne
42	Fit stretch	85	tworzywa niskotemperaturowe
42	drewniany klin	86	tworzywa wysokotemperaturowe
42	plastikowy klin		
43	płyta balansowa freeman	87	Szkolenia
43	body twister		
43	płyta balansowa ekilibre		
44	trener balansowy		
44	pianka do balansowania mambo		
45	pianka do balansowania PRO		
45	piłki AB Gym		
46	piłka orzeszek AB		
46	dynadome mambo		
47	akcesoria do piłek		

BIURO I SZKOLENIA

biuro@stanley.poznan.pl
tel. 61 835 32 86

SKLEP I WYPOŻYCZALNIA

poczta@stanleymed.pl
tel. 532 746 580

ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE

tel. 61 649 05 55
tel. 61 649 05 56